

MEDIKRO ambi

Mobil værstasjon

- ▶ Helautomatisk værstasjon
- ▶ Sanntids BTPS-justering gir bedre nøyaktighet
- ▶ Automatisk oppfølging
- ▶ Komfortabel Plug & Play-teknologi



Produktkode: M9489

Medikro® Ambi er en systemutvidelse for Medikro spirometrisystemer. Dens integrerte temperatur-, trykk- og fuktighetssensorer overvåker automatisk laboratoriet, undersøkelsesrommet eller andre klimaavhengige områder.

Ambi øker systemets nøyaktighet gjennom automatisert BTPS-justering i sanntid. Effektiviteten er bedret ved å fjerne nødvendigheten av manuell oppdatering av faktorene for ytre tilstand. Ambi er konstruert for å komplettere Medikro® Nano spirometer. Den er kompakt, holdbar og kan transporteres i transportvesken for Nano.



Ambi høydepunkter



Automatisert BTPS-justering i sanntid

Temperatur-, trykk- og fuktighetssensorene registrerer straks omgivelsenes betingelser og muliggjør BTPS-justering i sanntid.

Plug & Play-teknologi

Medikro Ambi kobles til PC eller Laptop via standard USB-port. Ambi registreres automatisk via Plug & Play-teknologi.



Kvalitetskontroll

Automatisk lagring av ytre tilstander i kalibreringsloggen muliggjør senere referanse og gjennomgang av trender.



Mobilitet

Medikro Ambi er den beste løsningen for å oppgradere ditt mobile Medikro Nano-spirometer når du behøver testkvalitet for laboratorier på ditt arbeidsområde. Takket være utstyrets kompakte konstruksjon, får du et bærbart utstyr med bare 10 g ekstra vekt.



Uten batteri

Medikro-enhetene bruker USB-grensesnitt for PC. Det gir strømtilførsel og standardforbindelse til enheten.

Praktisk transportveske

Den praktiske transportvesken gjør at du enkelt og sikkert kan transportere Medikro Nano og Ambi.



Relaterte produkter



MEDIKRO® Nano
Produktkode: M9487



MEDIKRO® Primo
Produktkode: M9492

Din lokale Medikro-representant:



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉ Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com