


MEDIKRO Spirometry Software

- ▶ Fuldt skalerbart software, der kan opdateres og opgraderes
- ▶ Delt MS Access eller SQL database
- ▶ EHR-forbindelse via XML/GDT
- ▶ Inkluderer automatisk eksport af PDF-filer



Produktkode: M9831

Medikro® Spirometry Software (MSS) gør funktionen enkel, giver et fleksibelt valg af parametre og et omfattende udvalg af rapporteringsformater. Regelmæssige softwareopdateringer sikrer, at dit system altid er opdateret.

MSS er intuitivt og nemt at anvende. Det giver en klar visualisering af resultaterne, og rapporterne kan tilpasses. Resultaterne fra testen kan overføres til de Electronic Health Record-systemer (EHR - elektroniske helbredsregistreringssystemer) via et lokalt netværk, eller de kan hurtigt og fejlfrit e-mailles til den konsulterende læge. Flere redskaber til kvalitetskontrol er integreret i denne software. Disse omfatter kalibreringslog, indeks over reproducerbarhed og flow-/tidsindikator.



Oversigt

	Nano & Primo	Pro	
Målingstyper	TV	✓	
	VC	✓	
	FVC	✓	
	FIVC	✓	
	FVC + FIVC	✓	
	MVV	✓	
Generelle funktioner	Postfase (bronchodilatationstest)	✓	
	Børneincitament	✓	
	EHR-grænseflade	✓	
	Bronkial provokation		Valgfri
	Delt database	✓	✓
	Målevariabler	92	102
	Referencesæt	32	32
Vis og rapporter	Volumen-tidskurver		✓
	Volumen-tid 6s kurver		✓
	Flow-volumenkurver	✓	✓
	Bedste kurver	✓	✓
	Enkeltresultat		✓
	Bedste resultat	✓	✓
	Trending	✓	✓
	Endelig rapport	✓	✓
	Udskriv skærm	✓	✓
	Præ-/postrapport side 1	✓	✓
	Præ-/postrapport side 2		✓
	Præ-/postrapport side 3		✓
	Præ-/postrapport side 4		✓
	Eksport af PDF-filer/billeder	✓	✓



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
 P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
 +358 44 777 7002
 +358 17 283 3300
 sales@medikro.com
 www.medikro.com

Din lokale repræsentant fra Medikro: