


# MEDIKRO Spirometry Software

- Software totalmente escalable, actualizable y ampliable
- Uso compartido de MS Access o de la base de datos SQL
- Conexión EHR a través de XML/GDT
- Exportación automática a PDF integrada



Código de producto: M9831

El Medikro® Spirometry Software (MSS) ofrece un manejo fácil, una selección flexible de los parámetros y una amplia gama de formatos para informes. Las actualizaciones periódicas del software garantizan que su sistema siempre esté al día.

El MSS es intuitivo y fácil de usar. Proporciona una visualización clara de los resultados e informes personalizables. Los resultados de sesión se pueden transferir rápidamente y sin errores a sistemas Electronic Health Record (EHR) a través de una red de área local o enviar por correo electrónico a los médicos consultores. En el software hay integradas varias herramientas para el control de la calidad. Estas incluyen el registro de calibración, el índice de reproducibilidad y el indicador de flujo/tiempo.



## Vista general

	Nano y Primo	Pro	
Maniobras de medición	VT	✓	
	VC	✓	
	FVC	✓	
	FIVC	✓	
	FVC + FIVC	✓	
	MVV	✓	
Características generales	Fase Post (prueba de broncodilatación)	✓	
	Incentivo para niños	✓	
	Interfaz EHR	✓	
	Provocación bronquial		Opcional
	Base de datos compartida	✓	✓
	Variables de medición	92	102
	Sistemas de referencia	32	32
Visualización e informe	Curvas volumen-tiempo		✓
	Curvas volumen-tiempo 6s		✓
	Curvas flujo-volumen	✓	✓
	Mejores curvas	✓	✓
	Resultado único		✓
	Mejor resultado	✓	✓
	Tendencias	✓	✓
	Informe final	✓	✓
	Imprimir pantalla	✓	✓
	Informe Pre/Post página 1	✓	✓
	Informe Pre/Post página 2		✓
	Informe Pre/Post página 3		✓
	Informe Pre/Post página 4		✓
	Exportación PDF y exportación de imágenes	✓	✓



Su representante local Medikro:



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia  
 Apdo. de correos 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia  
 +358 44 777 7002  
 +358 17 283 3300  
 sales@medikro.com  
 www.medikro.com