


# MEDIKRO Spirometriaohjelmisto

- Täysin skaalautuva ja päivitettävä ohjelmisto
- Yhteinen MS Access- tai SQL-tietokanta
- Yhteys potilastietokantajärjestelmiin XML/GDT:n kautta
- Mukana automaattinen PDF-tallennus



Tuotekoodi: M9831

Medikro® Spirometriaohjelmisto on helppokäyttöinen ohjelmisto, jossa on joustava parametrien valinta ja kattava valikoima loppuraportteja. Säännöllisillä ohjelmistopäivityksillä varmistetaan, että järjestelmä on aina ajan tasalla.

Medikro Spirometriaohjelmisto on intuitiivinen ja helppo käyttää. Se antaa selkeän käsityksen tuloksista ja mahdollistaa muokattavat raportit. Tulokset voidaan siirtää potilastietokantajärjestelmiin paikallisverkon kautta tai sähköpostilla hoitavalle lääkäriä nopeasti ja virheettää. Ohjelmisto sisältää useita laadunvalvontatyökaluja. Sellaisia ovat kalibrointien seurantatiedosto, toistettavuuden sekä virtauksen ja ajan indikaattorit.



## Ominaisuudet

	Nano & Primo	Pro	
Mittaustoimenpiteet	TV	✓	
	VC	✓	
	FVC	✓	
	FIVC	✓	
	FVC + FIVC	✓	
	MVV	✓	
Yleiset ominaisuudet	Br.dil.-vaihe (Bronkodilataatiotutkimus)	✓	
	Lapsipotilaan kehoteruutu	✓	
	Tiedonsiirto potilastietojärjestelmiin	✓	
	Keuhkoputkien altistuskoe		Valinnainen
	Jaettu potilastietokanta	✓	✓
	Mitattavat muuttujat	92	102
	Viitearvot	32	32
Tarkastelu ja raportointi	Tilavuus-aikakäyrät		✓
	6 s tilavuus-aikakäyrät		✓
	Virtaus-tilavuuskäyrät	✓	✓
	Edustavat käyrät	✓	✓
	Yksittäiset tulokset		✓
	Edustavat tulokset	✓	✓
	Sarjaverailu	✓	✓
	Loppuraportti	✓	✓
	Näkymän tulostus	✓	✓
	Loppuraportti sivu 1	✓	✓
	Loppuraportti sivu 2		✓
	Loppuraportti sivu 3		✓
	Loppuraportti sivu 4		✓
	PDF-/kuvatallennus	✓	✓



Pioneerinkatu 3, 70800 Kuopio  
 PL 54, 70101 Kuopio  
 044 777 7003  
 myynti@medikro.fi  
 www.medikro.fi