


MEDIKRO Spirometry Software

- Logiciel entièrement évolutif, avec mises à jour et à niveau possibles
- Base de données MS Access ou SQL partagée
- Connexion EHR via XML/GDT
- Exportation PDF automatique incluse



Code produit : M9831

Medikro® Spirometry Software (MSS) offre une exploitation facile, ainsi qu'un choix complet de paramètres et de formats de rapport. Des mises à jour logicielles régulières garantissent que votre système est toujours actualisé.

MSS est intuitif et facile à utiliser. Il offre un affichage clair des résultats et des rapports personnalisables. Les résultats des sessions peuvent être transférés à des systèmes EHR (Electronic Health Record) via un réseau local ou envoyés par e-mail aux médecins traitants, rapidement et sans problèmes. Plusieurs outils de contrôle qualité sont intégrés au logiciel. Ils comprennent le journal de calibration, l'indice de reproductibilité et l'indicateur de débit/temps.



Présentation

	Nano et Primo	Pro
Manœuvres des mesures	VC	✓
	CV	✓
	CVF	✓
	CVIF	✓
	CVF+CVIF	✓
	VMM	✓
Fonctionnalités générales	Phase postérieure (test de bronchodilatation)	✓
	Incitatif pour enfants	
	Interface EHR	✓
	Provocation bronchique	
	Base de données partagée	✓
	Variables de mesure	92
	Valeurs de référence	32
Affichage et rapports	Courbes Volume-Temps	
	Courbes Volume-Temps 6s	
	Courbes Débit-Volume	✓
	Meilleures courbes	✓
	Résultat unique	
	Meilleur résultat	✓
	Tendance	✓
	Rapport final	✓
	Imprimer l'écran	✓
	Page 1 du rapport Pré/Post	✓
	Page 2 du rapport Pré/Post	
	Page 3 du rapport Pré/Post	
	Page 4 du rapport Pré/Post	
	Exportation PDF/image	✓



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlande
 P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlande
 +358 44 777 7002
 +358 17 283 3300
 sales@medikro.com
 www.medikro.com

Votre représentant Medikro local :