


MEDIKRO Spirometry Software

- ▶ Software completamente scalabile, aggiornabile e con possibilità di upgrade
- ▶ Accesso MS condiviso o archivio SQL
- ▶ Connessione EHR tramite XML/GDT
- ▶ Esportazione automatica PDF inclusa



Codice prodotto: M9831

Medikro® Spirometry Software (MSS) è semplice da usare e consente la selezione di parametri flessibili e la scelta completa di formati dei report. Regolari update del software assicurano il costante aggiornamento del sistema.

MSS è intuitivo e facile da usare. Fornisce una chiara visualizzazione dei risultati e report personalizzabili. I risultati delle sessioni possono essere trasferiti su sistemi EHR (Electronic Health Record) attraverso una rete locale o inviati per e-mail ai medici specialisti in modo rapido e corretto. Nel software sono integrati svariati strumenti di controllo della qualità, tra cui il registro calibrazione, l'indice di riproducibilità e l'indicatore flusso / tempo.



Panoramica

	Nano & Primo	Pro	
Procedure di misurazione	TV	✓	
	VC	✓	
	FVC	✓	
	FIVC	✓	
	FVC + FIVC	✓	
	MVV	✓	
Caratteristiche principali	Fase Post (test di broncodilatazione)	✓	
	Incentivo bambini	✓	
	Interfaccia EHR	✓	
	Provocazione bronchiale		Opzionale
	Archivio condiviso	✓	✓
	Variabili di misurazione	92	102
	Gruppi di riferimento	32	32
Visualizzazione e report	Curve volume-durata		✓
	Curve volume-durata 6s		✓
	Curve flusso-volume	✓	✓
	Curve Migliori	✓	✓
	Risultato singolo		✓
	Risultato migliore	✓	✓
	Trend	✓	✓
	Report finale	✓	✓
	Stampa schermata	✓	✓
	Report Pre/Post pagina 1	✓	✓
	Report Pre/Post pagina 2		✓
	Report Pre/Post pagina 3		✓
	Report Pre/Post pagina 4		✓
	Esportazione PDF/immagine	✓	✓



Rappresentante Medikro locale:



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia
 P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia
 +358 44 777 7002
 +358 17 283 3300
 sales@medikro.com
 www.medikro.com