


MEDIKRO Spirometry Software

- ▶ Volledig uitbreidbare software, updates en upgrades beschikbaar
- ▶ Gedeelde MS Access of SQL-database
- ▶ EPD-verbinding via XML/GDT
- ▶ Inclusief automatisch exporteren van PDF-bestanden



Productcode: M9831

Medikro® Spirometry Software (MSS) is gemakkelijk te bedienen, biedt flexibele parameterselectie en een uitgebreide keuze aan rapportformaten. Door regelmatige software-updates blijft uw systeem steeds up-to-date.

MSS is intuïtief en gemakkelijk in het gebruik. Duidelijke visualisatie van de resultaten en aanpasbare rapporten. De resultaten van de sessie kunnen worden overgedragen naar Electronisch Patiënten Dossier-systemen (EPD) via een plaatselijk netwerk (LAN) of door het snel en foutloos naar andere artsen te e-mailen. De software heeft verschillende geïntegreerde kwaliteitscontrole-instrumenten. Voorbeelden daarvan zijn een kalibratiedagboek, een reproduceerbaarheidsindex en een flow/tijdindicator.



Overzicht

	Nano & Primo	Pro
Meetmanoeuvres	TV	✓
	VC	✓
	FVC	✓
	FIVC	✓
	FVC + FIVC	✓
	MVV	✓
Algemene eigenschappen	Post-fase (bronchodilatatie test)	✓
	Motiveringsprogramma voor kinderen	
	EHR-interface	✓
	Bronchiale provocatie	
	Gedeelde database	✓
	Meetvariabelen	92
	Referentiewaardensets	32
Bekijken en rapport	Volume/tijd-curven	✓
	Volume/tijd 6s-curven	
	Flowvolume-curven	✓
	Beste curven	✓
	Los resultaat	
	Beste resultaat	✓
	Trending	✓
	Eindrapport	✓
	Scherm afdrukken	✓
	Pre-/post-rapportpagina 1	✓
	Pre-/post-rapportpagina 2	
	Pre-/post-rapportpagina 3	
	Pre-/post-rapportpagina 4	
	PDF-/beeldexport	✓



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
 P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
 +358 44 777 7002
 +358 17 283 3300
 sales@medikro.com
 www.medikro.com

Uw plaatselijke Medikro-distributeur: