


MEDIKRO Spirometry Software

- ▶ Komplett skalerbar, oppdaterbar og oppgraderbar programvare
- ▶ Delt MS Access eller SQL database
- ▶ EHR-forbindelse gjennom XML/GDT
- ▶ Automatisk PDF-eksport inkludert



Produktkode: M9831

Medikro® Spirometry Software er lette å bruke og byr på fleksibelt parametervalg og et stort utvalg rapportformater. Regelmessige oppdateringer av programvaren sikrer at systemet ditt alltid er ajour.

Medikro® Spirometry Software er intuitivt og lett å bruke. Det gir klar visualisering av resultater og kundetilpassede rapporter. Undersøkelseresultatene kan overføres til Electronic Health Record (EHR) systemer via et lokalt nettverk eller på e-post til behandlende lege, raskt og uten feil. Programvaren inneholder mange verktøy for kvalitetssikring. Disse inkluderer en kalibreringslogg, en reproduserbarhetsindeks og en flow- / tid-indikator.



Oversikt

	Nano & Primo	Pro	
Målingsmanøvrer	TV	✓	
	VC	✓	
	FVC	✓	
	FIVC	✓	
	FVC + FIVC	✓	
	MVV	✓	
Generelle egenskaper	Postfase (bronkodillatasjonstest)	✓	
	Incitament for barn	✓	
	EHR-grensesnitt	✓	
	Bronkial provokasjon		Alternativ
	Felles database	✓	✓
	Variabler for målinger	92	102
	Referansesett	32	32
Visning og rapport	Volum-tidkurver	✓	
	6 s. volum-tidkurver	✓	
	Flow-volumkurver	✓	
	Beste kurver	✓	
	Enkeltresultat	✓	
	Beste resultat	✓	
	Trender	✓	
	Sluttrapport	✓	
	Skriv ut skjermbildet	✓	
	Pre/Post-rapport side 1	✓	
	Pre/Post-rapport side 2	✓	
	Pre/Post-rapport side 3	✓	
	Pre/Post-rapport side 4	✓	
	PDF-/bildeeksport	✓	



Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland
 Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland
 +358 44 777 7002
 sales@medikro.com
 www.medikro.com

Din lokale Medikro-representant: