


MEDIKRO Spirometry Software

- ▶ 完全可扩展、可更新和可升级的软件
- ▶ 共享 MS Access 或 SQL 数据库
- ▶ 通过 XML/GDT 进行 EHR 连接
- ▶ 含自动 PDF 导出功能



产品编号：M9831

Medikro® Spirometry Software (MSS) 操作简便，参数选择灵活，报告格式选择多样。定期软件更新确保您的系统始终保持最新。

MSS 简便直观，易于使用。可提供清晰的结果可视化和定制报告。测定过程结果可快速且无故障地通过局域网传输至 Electronic Health Record (EHR) 系统或通过电子邮件发送至顾问医师。软件中集成了多种质量控制工具。其中包括校准日志、可再现索引和流量/时间指示器。



概览

	Nano 和 Primo	Pro
测量方式	TV	✓
	VC	✓
	FVC	✓
	FIVC	✓
	FVC + FIVC	✓
	MVV	✓
一般功能	用药后阶段（支气管扩张试验）	✓
	儿童激发测定	✓
	EHR 接口	✓
	支气管激发试验	
	共享数据库	✓
	测量变量	92
	参考集	32
查看和报告	容积/时间曲线	✓
	6 秒容积/时间曲线	✓
	流量/容积曲线	✓
	最佳曲线	✓
	单个结果	✓
	最佳结果	✓
	趋势分析	✓
	总结报告	✓
	打印屏幕界面	✓
	用药前/用药后报告第 1 页	✓
	用药前/用药后报告第 2 页	✓
	用药前/用药后报告第 3 页	✓
	用药前/用药后报告第 4 页	✓
	PDF 导出和 Image 导出	✓



您的当地 Medikro 代表：



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
 P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
 +358 44 777 7002
 +358 17 283 3300
 sales@medikro.com
 www.medikro.com

由于器械开发持续进行，规格可能出现变更，恕不另行通知。
 MEDIKRO 是芬兰公司 Medikro Oy 的注册商标。
 M8171-1-1-zh, Medikro Spirometry Software, Product Leaflet
 Oct/2013

ISO 9001 ISO 13485