


# MEDIKRO Spirometrie Software

- Voll Skalierbare, Update- und Upgrade-Fähige Software
- Gemeinsame Datenbank MS Access oder SQL
- EHR-Verbindung Durch XML/GDT
- Einschließlich Automatischer PDF-Export



Produktnummer: M9831

Die Medikro® Spirometrie Software (MSS) überzeugt durch einfache Anwendung, flexible Parameterauswahl und eine große Auswahl an Berichtsformaten. Durch die regelmäßigen Software-Updates ist Ihr System immer auf dem neuesten Stand.

MSS ist intuitiv und einfach zu bedienen. Die Ergebnisdarstellung ist übersichtlich und die Berichte sind anpassbar. Die Sitzungsergebnisse können schnell und fehlerfrei über das lokale Netzwerk an ein EHR-System (Electronic Health Record) oder per E-Mail an beratende Ärzte übertragen werden. Die Software umfasst mehrere Qualitätskontrollinstrumente wie Kalibrierungsprotokoll, Index für die Reproduzierbarkeit und Fluss-/Zeitanzeiger.



# Übersicht

	Nano und Primo	Pro	
Mess-Manöver	TV	✓	
	VC	✓	
	FVC	✓	
	FIVC	✓	
	FVC + FIVC	✓	
	MVV	✓	
Generelle Funktionen	Nachuntersuchung (Bronchodilatationstest)	✓	
	Animation für Kinder	✓	
	EHR-Schnittstelle	✓	
	Bronchiale Provokation	Optional	
	Verteilte Datenbank	✓	
	Messvariablen	92	102
	Referenzwerte	32	32
Ansicht und Bericht	Volumen/Zeit Kurven	✓	
	Volumen/Zeit 6s Kurven	✓	
	Fluss/Volumen Kurven	✓	
	Beste Kurven	✓	
	Einzelergebnis	✓	
	Bestes Ergebnis	✓	
	Trend	✓	
	Abschlussbericht	✓	
	Bildschirmausdruck	✓	
	Vor-/Nach-Bericht Seite 1	✓	
	Vor-/Nach-Bericht Seite 2	✓	
	Vor-/Nach-Bericht Seite 3	✓	
	Vor-/Nach-Bericht Seite 4	✓	
	PDF/Bild Export	✓	



Ihr Medikro-Vertriebspartner vor Ort:



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finnland  
 P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finnland  
 +358 44 777 7002  
 +358 17 283 3300  
 sales@medikro.com  
 www.medikro.com