

# MEDIKRO nano

PC-baseret mobilt spirometer

- ▶ Ultimativ mobilitet
- ▶ Robusthed uden sammenligning
- ▶ Patientsikkerhed
- ▶ Miljøvenlig



Produktkode: M9487

Medikro® Nano er verdens mindste Windows-kompatible spirometer, og det vejer kun 11 g. Med Nano er fordelene ved PC-baseret spirometri nu tilgængelige med mobilt apparatur.

Nano bruger det letanvendelige Medikro® Spirometry Software (MSS). Systemfunktionerne opfylder behovet for de læger, der gerne vil udføre tests uden for klinikken med et mobilt system, samtidig med at de vil bibeholde præcisionen og nøjagtigheden af resultaterne. Med Medikro® SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug er der ikke behov for bakteriefiltre eller sterilisering. Dette øger antallet af patienter, der kan testes, og fører til besparelser af driftsomkostninger.



## Nano highlights




### Mobilitet

Medikro Nano er verdens mindste Windows-kompatible spirometer, og det vejer kun 11 g. Med Nano er fordelene ved PC-baseret spirometri nu tilgængelige med mobilt apparatur.

### Lille og robust

Minimal elektronik reducerer fejl i hardware og behovet for mange vedligeholdelsesprocedurer.



### Brugervenlig

Medikro Spirometry Software er brugervenligt og giver en intuitiv navigering og anvendelse.



### Patientsikkerhed

SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug giver sikkerhed med hensyn til infektionskontrol. Ingen udåndingsluft når ind i trykslangen eller apparatet. Dette forhindrer krydskontaminering fra patient til patient og beskytter spirometeret.



### Flere beregningskriterier og fortolkningsmuligheder

MSS giver flere muligheder for beregning af Bedste PEF, FEV% og FEF. Desuden findes der fortolkningsmuligheder for ventilationsfunktion, spirometriresultat og bronchodilatationstesten.

### Eksport af PDF-filer

Udskriv endelige rapporter i PDF-format eller som billeder, eller lad softwaren gøre det automatisk for dig.



## Forbrugsvarer & Tilbehør



**MEDIKRO® SpiroSafe**

Produktkode: M9256



**MEDIKRO® Kalibreringsprøjte**

Produktkode: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)



**MEDIKRO® Ambi**

Produktkode: M9489



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland  
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland  
☎ +358 44 777 7002  
📞 +358 17 283 3300  
@ sales@medikro.com  
🌐 www.medikro.com

Din lokale repræsentant fra Medikro: