

# MEDIKRO nano

Espirómetro móvil basado en PC

- ▶ Movilidad definitiva
- ▶ Resistencia sin par
- ▶ Seguridad para el paciente
- ▶ Ecológico



Código de producto: M9487

Medikro® Nano es el espirómetro compatible con Windows más pequeño del mundo y solo pesa 11 g. Con Nano, las ventajas de la espirometría basada en PC están ahora disponibles en una configuración móvil.

Nano utiliza el Medikro® Spirometry Software (MSS) fácil de usar. Las funciones del sistema satisfacen las necesidades de los médicos que desean realizar exámenes in situ con un sistema móvil, al mismo tiempo que conservan la precisión y la exactitud de los resultados. Con los transductores de flujo desechables Medikro® SpiroSafe se puede prescindir de los filtros bacterianos y de la esterilización, lo que permite aumentar el número de pacientes examinados y ahorrar costes de intervención.



## Características Destacadas de Nano



### Movilidad

Medikro Nano es el espirómetro compatible con Windows más pequeño del mundo y solo pesa 11 g. Las ventajas de la espirometría basada en PC están ahora disponibles en una configuración móvil.

### Pequeño y resistente

Gracias a la minimización de la electrónica se reducen los fallos del hardware y la necesidad de realizar procedimientos de mantenimiento excesivos.



### Fácil de usar

El Medikro Spirometry Software es fácil de usar y ofrece una navegación y utilización intuitivas.



### Seguridad para el paciente

Los transductores de flujo desechables SpiroSafe proporcionan un control seguro de las infecciones. El aire espirado no penetra en el tubo de presión ni en el dispositivo, lo que evita la contaminación cruzada entre pacientes y protege al espirómetro.

### Múltiples criterios de cálculo y opciones de interpretación

El MSS proporciona múltiples opciones para el cálculo de Mejor PEF, FEV% y FEF. Además, hay disponibles opciones de interpretación para la función de ventilación, los resultados de la espirometría y la prueba de broncodilatación.



### Exportación pdf

Imprima los informes finales en formato PDF o como imágenes, o deje que el software lo haga automáticamente por usted.



## Consumibles y Accesorios



**MEDIKRO® SpiroSafe**  
Código de producto: M9256



**MEDIKRO® Jeringa de calibración**  
Código de producto: M9474 (3L) / M9477 (1L)



**MEDIKRO® Ambi**  
Código de producto: M9489



Su representante local Medikro:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia  
✉ Apdo. de correos 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia  
☎ +358 44 777 7002  
☎ +358 17 283 3300  
@ sales@medikro.com  
🌐 www.medikro.com