

MEDIKRO nano

PC-pohjainen spirometri mobiiliin käyttöön

- ▶ Aidosti siirrettävä
- ▶ Verratonta kestävyyttä
- ▶ Potilasturvallinen
- ▶ Ympäristöystävällinen



Tuotekoodi: M9487

Medikro® Nano on maailman pienin Windows-yhteensopiva spirometri. Nanon ansiosta PC-pohjaisen spirometrin edut ovat nyt kannettavien laitteiden ulottuvilla.

Nano käyttää helppokäyttöistä Medikro® Spirometriaohjelmistoa (MSS). Järjestelmän ominaisuudet täyttävät niiden käyttäjien tarpeet, jotka haluavat suorittaa testin paikan päällä siirrettävällä laitteella tulosten tarkkuudesta tinkimättä. Kertakäyttöisten Medikro SpiroSafe -virtausantureiden kanssa ei käytetä bakteerifilttereitä eivätkä ne vaadi sterilointia. Näin voidaan nopeuttaa potilaan läpimenoaikaa ja vähentää käyttökustannuksia.



Nanon tärkeimmät ominaisuudet



Liikuteltava

Medikro® Nano on maailman pienin Windows-yhteensopiva spirometri. Nanon ansiosta PC-pohjaisen spirometrin edut ovat nyt kannettavien laitteiden ulottuvilla.

Pieni ja kestävä

Laitteiston toimintahäiriöiden ja vikahuoltotarpeen vähentämiseksi laite on suunniteltu ilman liikkuvia osia ja elektroniikan määrä on minimoitu.



Käyttäjätavallinen

Medikro Spirometriaohjelmisto on käyttäjätavallinen. Ohjelmiston käyttö on helppoa ja luontevaa.



Potilasturvallinen

Kertakäyttöiset SpiroSafe-virtausanturit ovat potilasturvallisia. Hengitysilmaa ei pääse paineletkuun tai laitteeseen. Tämä estää potilaiden välisen ristikontaminaation ja suojaa spirometria.

Suomalainen tulkinta ja laskentakriteerit

Medikro Spirometriaohjelmisto valitsee parhaat tulokset ja käyrät sekä tulkitsee ventilaatiofunktion ja bronkodolataatiotutkimuksen, suomalaisten MOODI-lehdessä julkaistujen, suositusten mukaisesti.

PDF-tallennus

Loppuraportti on mahdollista tallentaa PDF-tiedostoiksi tai kuvaksi, automaattisesti tai manuaalisesti.



Kulutusosat ja tarvikkeet



MEDIKRO® SpiroSafe

Tuotekoodi: M9256



MEDIKRO® Kalibrintipumppu

Tuotekoodi: M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

Tuotekoodi: M9489



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio

✉ PL 54, 70101, Kuopio

☎ 044 777 7003

@ myynti@medikro.fi

🌐 www.medikro.fi