

MEDIKRO nano

PC-gebaseerde mobiele spirometer

- ▶ Ultieme mobiliteit
- ▶ Onvergelijkbaar robuust
- ▶ Veiligheid van de patiënt
- ▶ Milieuvriendelijk



Productcode: M9487

Medikro® Nano is de kleinste spirometer ter wereld die compatibel is met Windows. Hij weegt maar 11 g. De Nano biedt de voordelen van PC-gebaseerde spirometrie nu ook aan binnen een mobiele setting.

Nano maakt gebruik van de gemakkelijk toe te passen Medikro® Spirometry Software (MSS). De functies van dit systeem voldoen aan de wensen van artsen die ter plekke willen kunnen meten met behulp van een mobiel systeem, maar toch uit zijn op precieze en accurate resultaten. Door het Medikro® SpiroSafe-meetmondstuk voor eenmalig gebruik zijn bacteriefilters of sterilisatie overbodig. Hierdoor kunnen meer patiënten worden behandeld en wordt bespaard op de kosten.



Nano Highlights



Mobiliteit

Medikro Nano is de kleinste spirometer ter wereld die compatibel is met Windows. Hij weegt maar 11 g. De Nano biedt de voordelen van PC-gebaseerde spirometrie nu ook aan binnen een mobiele setting.

Klein en robuust

Door de geminimaliseerde elektronica vermindert het aantal hardwarefouten en zijn geen uitgebreide onderhoudsprocedures nodig.



Gebruiksvriendelijk

Medikro Spirometry Software is gebruiksvriendelijk en biedt intuïtieve navigatie en gebruiksmogelijkheden.



Veiligheid van de patiënt

SpiroSafe-meetmondstukken geven de nodige veiligheid als het gaat om infectiebeheersing. Er komt geen uitgedemde lucht in de drukslang of het apparaat terecht. Dit voorkomt kruisbesmetting tussen patiënten onderling en beschermt de spirometer zelf.

Meerdere berekeningscriteria en interpretatie-opties mogelijk

MSS biedt verschillende opties voor het berekenen van beste PEF, FEV% en FEF. Daarnaast zijn er opties beschikbaar voor het interpreteren van de ventilatiefunctie, spirometerbevindingen en de bronchodilatatie-test.

PDF-export

Laat de definitieve uitslagen afdrucken in pdf-formaat of als afbeeldingen, of laat de software dit automatisch doen.



Verbruiksartikelen & Accessoires



MEDIKRO® SpiroSafe

Productcode: M9256



MEDIKRO® Kalibratiespuit

Productcode: M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

Productcode: M9489



Uw plaatselijke Medikro-distributeur:

📍 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com