

MEDIKRO nano

PC-basert mobilt spirometer

- ▶ Ultimat mobilitet
- ▶ Enestående holdbarhet
- ▶ Pasientsikkerhet
- ▶ Miljøvennlig



Produktkode: M9487

Medikro® Nano er verdens minste Windows-kompatible spirometer, med en vekt på bare 11 g. Med Nano er nå fordelene med PC-basert spirometri tilgjengelig i en mobil setting.

Nano bruker brukervennlig Medikro® Spirometry Software (MSS). Systemets egenskaper tilfredsstiller behovet til leger som ønsker å utføre undersøkelser på stedet med et mobilt system og samtidig forventer resultater som er presise og nøyaktige. Med éngangs Medikro® SpiroSafe-flowtransdusere er det ikke nødvendig å bruke bakteriefilter eller utføre sterilisering. Dette øker kapasiteten for antall pasienter og sparer driftskostnader.



Nano høydepunkter



Mobilitet

Medikro Nano er verdens minste Windows-kompatible spirometer, med en vekt på bare 11 g. Med Nano er nå fordelene med PC-basert spirometri tilgjengelig i en mobil setting.

Liten og holdbar

Minimalisert elektronikk reduserer maskinvarefeilene og behovet for omfattende vedlikehold.



Brukervennlig

Medikro Spirometry Software er brukervennlig og byr på intuitiv navigasjon og bruk.



Pasientsikkerhet

Engangs SpiroSafe-flowtransdusere gir sikkerhet gjennom infeksjonskontroll. Ingen luft som pustes ut, kommer inn i trykkslangen eller enheten. Dette hindrer at det overføres smitte fra pasient til pasient, og dessuten beskyttes spirometeret.



Flere kriterier for beregning og alternativer for tolkning

MSS gir flere alternativer for beregning av Beste PEF, FEV% og FEF. I tillegg finnes det alternativer for tolkning av ventileringfunksjon, spirometriresultater og bronkodilatasjonstesten.

PDF-eksport

Du kan skrive ut sluttrapporter i PDF-format eller som bilder, eller du kan la programvaren gjøre det automatisk for deg.



Forbruksartikler og tilbehør



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktkode: M9256



MEDIKRO® Kalibreringsprøyte

Produktkode: M9474 (3 L) / M9477 (1 L)



MEDIKRO® Ambi

Produktkode: M9489



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉ Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com

Din lokale Medikro-representant: