

MEDIKRO nano

Мобильный спирометр на базе персонального компьютера

- ▶ Максимальная мобильность
- ▶ Исключительная долговечность
- ▶ Безопасность пациентов
- ▶ Экологичность



Код продукта: M9487

Medikro® Nano - самый компактный в мире Windows-совместимый спирометр, массой всего 11 г. Спирометр Nano предоставляет все преимущества спирометрии на базе ПК в мобильном исполнении.

Модель Nano работает под управлением удобного в применении программного обеспечения Medikro® Spirometry Software (MSS). Функции системы ориентированы на потребности медиков, которым необходимо мобильное решение для проведения обследований на месте с высокой точностью и воспроизводимостью результатов измерений. Благодаря использованию одноразовых датчиков потока Medikro® SpiroSafe отпадает необходимость применения бактериальных фильтров или стерилизации. В результате увеличивается скорость обследования пациентов и снижаются эксплуатационные затраты.



Основные преимущества модели Nano



Мобильность

Medikro Nano - самый компактный в мире Windows-совместимый спирометр, массой всего 11 г. Спирометр Nano предоставляет все преимущества спирометрии на базе ПК в мобильном исполнении.

Компактность и долговечность

Благодаря минимальному количеству электронных компонентов уменьшается количество аппаратных отказов и потребность в процедурах технического обслуживания.



Удобство использования

Программное обеспечение Medikro Spirometry Software отличается удобством и интуитивностью управления и применения.



Безопасность пациентов

Одноразовые датчики потока SpiroSafe исключают передачу инфекций. Выдыхаемый воздух не попадает ни в трубку давления, ни в устройство. Тем самым исключается перекрестная передача загрязнений между пациентами и обеспечивается защита самого спирометра.

Поддержка различных критериев расчета и вариантов интерпретации

MSS предоставляет различные варианты расчета лучшей МСВ, ОФВ в % и МОС. Кроме того, предусмотрены различные варианты интерпретации для функции вентилиации, результатов спирометрии и бронходилатационного теста.

Экспорт PDF

Итоговые результаты можно вывести в формате PDF или в виде изображений либо предоставить программе сделать это за вас автоматически.



Расходные материалы И Принадлежности



MEDIKRO® SpiroSafe

Код продукта: M9256



MEDIKRO® Калибровочный шприц

Код продукта: M9474 (3 л) / M9477 (1 л)



MEDIKRO® Ambi

Код продукта: M9489



Местное представительство Medikro:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Финляндия

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Финляндия

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com