

MEDIKRO nano

基于 PC 的移动肺功能仪

- ▶ 绝佳的移动性
- ▶ 无可比拟的耐用性
- ▶ 病人安全性
- ▶ 环境友好性



产品编号：M9487

Medikro® Nano 是全球最小的 Windows 兼容型肺功能仪，重量仅 11 g。拥有 Nano，即意味着基于 PC 的肺功能仪的优点可通过移动设置实现。

Nano 采用易于使用的 Medikro® Spirometry Software (MSS)。系统功能完全可以满足医生通过移动系统执行现场测试的要求，同时可确保结果的精确度。使用一次性 Medikro® SpiroSafe 流量传感器，即意味着您无需细菌过滤器或进行灭菌。提高了病人的周转量，节省了运营费用。



Nano 亮点



移动性

Medikro Nano 是全球最小的 Windows 兼容型肺功能仪，重量仅 11 g。这意味着基于 PC 的肺功能仪的优点可通过移动设置实现。

体积小巧、经久耐用

最少的电子元件数量减少了硬件故障的次数和对频繁进行维护的需求。



用户友好性

Medikro Spirometry Software 是用户友好型软件，提供直观的导航和使用方式。



病人安全性

一次性 SpiroSafe 流量传感器在感染控制方面十分安全。无呼出气体进入压力管或设备。可防止病人之间出现交叉干扰，同时保护肺功能仪。



多种计算标准和说明选项

MSS 提供多种计算最大 PEF、FEV% 和 FEF 的选项。此外，还提供针对通气功能、通气评价结果和支气管扩张试验的说明选项。

PDF 导出

以 PDF 或 image 格式打印总结报告，或者让软件自动进行这一操作。



消耗品和附件



MEDIKRO® SpiroSafe

产品编号：M9256



MEDIKRO® 校准筒

产品编号：M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

产品编号：M9489



您的当地 Medikro 代表：

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com

由于器械开发持续进行，规格可能出现变更，恕不另行通知。
MEDIKRO 是芬兰公司 Medikro Oy 的注册商标。
M8159-1.6-zh, Medikro Nano, product leaflet
Oct/2013

CE ISO ISO
0537 9001 13485