

MEDIKRO nano

PC-basiertes Mobiles Spirometer

- ▶ Ultimative Mobilität
- ▶ Unvergleichliche Lebensdauer
- ▶ Patientensicherheit
- ▶ Umweltfreundlich



Produktnummer: M9487

Medikro® Nano ist das kleinste Windows-kompatible Spirometer der Welt und wiegt nur 11 Gramm. Mit dem Nano sind alle Vorteile der PC-basierten Spirometrie nun auch mobil verfügbar.

Nano arbeitet mit der bedienerfreundlichen Medikro® Spirometry Software (MSS). Die Funktionen des Systems erfüllen den Bedarf von Ärzten, die bei gleichbleibender Präzision und Genauigkeit der Ergebnisse Untersuchungen vor Ort mit einem mobilen System durchführen möchten. Die Einwegmessköpfe Medikro® SpiroSafe können ohne Bakterienfilter und Sterilisation eingesetzt werden. Das erhöht den Patientendurchsatz und spart Betriebskosten.



Nano Highlights



Mobilität

Medikro Nano ist das kleinste Windows-kompatible Spirometer der Welt und wiegt nur 11 Gramm. Mit dem Nano sind alle Vorteile der PC-basierten Spirometrie nun auch mobil verfügbar.

Klein und haltbar

Elektronik im Kleinstformat verringert Hardware-Fehler und die Notwendigkeit für aufwendige Wartungsverfahren.



Anwenderfreundlich

Medikro Spirometry Software ist anwenderfreundlich und ermöglicht eine intuitive Navigation und Benutzung.



Patientensicherheit

Einwegmessköpfe SpiroSafe bieten Sicherheit bei der Infektionskontrolle. Die ausgeatmete Luft gelangt nicht in den Druckschlauch oder das Instrument. So wird eine Kreuzkontamination von Patient zu Patient vermieden und das Spirometer geschützt.

Mehrere berechnungskriterien und interpretationsoptionen

MSS hat mehrere Optionen zur Berechnung von Besten PEF, FEV% und FEF. Außerdem gibt es Interpretationsoptionen für die Ventilationsfunktion, die Spirometriebefunde und den Bronchodilatationstest.



PDF-export

Die Abschlussberichte können im PDF-Format oder als Bild abgespeichert werden; diese Funktion kann auch automatisch ausgeführt werden.



Verbrauchsmaterial und Zubehör



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktnummer: M9256



MEDIKRO® Eichpumpe

Produktnummer: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)



MEDIKRO® Ambi

Produktnummer: M9489



Ihr Medikro-Vertriebspartner vor Ort:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finnland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finnland
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com