

MEDIKRO primo

PC-pohjainen diagnostinen spirometri

- ▶ Diagnostinen spirometri
- ▶ Verratonta kestävyyttä
- ▶ Potilasturvallinen
- ▶ Käyttäjäturvallinen



Tuotekoodi: M9492

Medikro® Primo on edullinen PC-pohjainen spirometri perusterveydenhuoltoon. Se on tarkka ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka täyttää uusimmat ATS/ERS-spirometristandardit.

Primo käyttää Medikro® Spirometriaohjelmistoa. Helppokäyttöinen ja selkeä ohjelmisto antaa käyttäjille tarkat ja luotettavat tulokset. Kertakäyttöisten Medikro® SpiroSafe -virtausantureiden kanssa ei käytetä bakteerifilttereitä eivätkä ne vaadi sterilointia. Näin voidaan nopeuttaa potilaan läpimenoaikaa ja vähentää käyttökustannuksia.



Primon tärkeimmät ominaisuudet



Potilasturvallinen

Kertakäyttöiset SpiroSafe-virtausanturit ovat potilasturvallisia. Hengitysilmaa ei pääse paineletkuun tai laitteeseen. Tämä estää potilaiden välisen ristikontaminaation ja suojaa spirometria.


Käyttäjystävällinen

Medikro Spirometriaohjelmisto on käyttäjystävällinen. Ohjelmiston käyttö on helppoa ja luontevaa.



Suomalainen tulkinta ja laskentakriteerit

Medikro Spirometriaohjelmisto valitsee parhaat tulokset ja käyrät sekä tulkitsee ventilaatiofunktion ja bronkodolataatiotutkimuksen, suomalaisten MOODI-lehdessä julkaistujen, suositusten mukaisesti.



Sarjavertailu

Sarjavertailun avulla voidaan seurata yhden tai useamman muuttujan kehityshistoriaa. Tämä helpottaa hoidon seurannan ja vaikuttavuuden dokumentointia, hoidon muutostarpeen tunnistamista ja keuhkojen toiminnan muutosten arviointia.



PDF-tallennus

Loppuraportti on mahdollista tallentaa PDF-tiedostoiksi tai kuvaksi automaattisesti tai manuaalisesti.

Medikro takuu ja huolto

Medikron takuu- ja huoltopaketit antavat turvaa ja muita etuja kaikille Medikron käyttäjille.



Kulutusosat ja Tarvikkeet



MEDIKRO® SpiroSafe

Tuotekoodi: M9256



MEDIKRO® Kalibrintipumppu

Tuotekoodi: M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

Tuotekoodi: M9489



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio

✉ PL 54, 70101, Kuopio

☎ 044 777 7003

@ myynti@medikro.fi

🌐 www.medikro.fi