

MEDIKRO primo

Spiromètre de bureau basé sur PC

- ▶ Spiromètre de bureau durable
- ▶ Plus de 90 paramètres
- ▶ Sécurité du patient
- ▶ Convivial



Code produit : M9492

Medikro® Primo est un spiromètre professionnel et efficace basé sur PC et destiné aux soins primaires. Précis et facile d'utilisation, ce système est conforme à toutes les dernières normes de spirométrie de l'ATS/ERS.

Le spiromètre Primo exploite le logiciel Medikro® Spirometry Software (MSS). Le système garantit aux médecins généralistes des résultats fiables, une navigation intuitive, des options d'interprétation ajustables et un affichage clair des résultats. Grâce aux capteurs à usage unique Medikro® SpiroSafe, le système ne requiert pas de filtres antibactériens ni de stérilisation. Cela accroît les performances du patient et permet de réduire les coûts d'exploitation.



Avantages du Spiromètre Primo



Sécurité du patient

Les capteurs à usage unique SpiroSafe garantissent une sécurité en matière de contrôle des infections. L'air expiré ne pénètre pas dans le tube à pression ou le dispositif. Cela évite la contamination croisée de patient à patient et protège le spiromètre.


Convivial

Medikro Spirometry Software est convivial et permet une navigation et une utilisation intuitives.



De nombreux critères de calcul et options d'interprétation

MSS offre de nombreuses options de calcul du Meilleur DEP, du VEF% et du DEM. En outre, des options d'interprétation sont disponibles pour la fonction ventilatoire, les résultats de spirométrie et le test de bronchodilatation.



Tendance

Grâce à la fonction de tendance, les médecins peuvent suivre l'évolution historique d'une ou de plusieurs variables individuelles. Cela permet de surveiller et de documenter les effets du traitement, d'identifier les modifications thérapeutiques requises et d'évaluer les changements de la fonction pulmonaire.



Exportation PDF

Imprimez les rapports finaux au format PDF ou image, ou laissez le logiciel le faire automatiquement pour vous.

Medikro eSupport

La fonction Medikro eSupport vous permet de contacter directement Medikro. Elle garantit des temps de réponse rapides en cas de questions d'assistance et offre une assistance 24 h/24, 7 j/7. Elle comprend une vaste base de données, un outil de résolution des pannes interactif, une Foire Aux Questions et une zone de téléchargement.



Consommables et Accessoires



MEDIKRO® SpiroSafe

Code produit : M9256



Seringue de calibration MEDIKRO®

Code produit : M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

Code produit : M9489



Votre représentant Medikro local :

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlande
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlande
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com