

MEDIKRO primo

Spirometro per ambulatorio computerizzato

- ▶ Spirometro per ambulatorio di lunga durata
- ▶ Più di 90 parametri
- ▶ Sicurezza del paziente
- ▶ Facile da usare



Codice prodotto: M9492

Medikro® Primo è un efficiente spirometro professionale computerizzato per la medicina di base. È un sistema accurato e semplice da utilizzare, che soddisfa tutti i più recenti standard di spirometria ATS/ERS.

Primo utilizza Medikro® Spirometry Software (MSS). Il sistema fornisce ai medici generici la garanzia di risultati affidabili, grazie alla navigazione intuitiva, alle opzioni di interpretazione regolabili e alla chiara visualizzazione dei risultati. Con i trasduttori monouso Medikro® SpiroSafe non è necessario utilizzare filtri antibatterici, né eseguire la sterilizzazione. Ciò aumenta il flusso di pazienti trattati e consente di risparmiare sui costi operativi.



Highlight su Primo



Sicurezza del paziente

I trasduttori di flusso monouso SpiroSafe garantiscono sicurezza nel controllo delle infezioni. L'aria espirata non entra nel tubo della pressione o nel dispositivo. Ciò previene la contaminazione crociata da paziente a paziente e protegge lo spirometro.


Facile da usare

Medikro Spirometry Software è facile da usare grazie alla navigazione e all'utilizzo intuitivi.



Criteri di calcolo multiplo e opzioni di interpretazione

MSS fornisce opzioni multiple per il calcolo dei Migliori PEF, FEV% e FEF. Sono inoltre disponibili opzioni di interpretazione per la funzione ventilatoria, i risultati della spirometria e il test di broncodilatazione.



Trend

Con la funzione trend, il medico può rilevare lo sviluppo cronologico di una o più variabili individuali. Ciò consente di monitorare e documentare gli effetti del trattamento, identificare la necessità di modificare il trattamento e valutare le modifiche nella funzionalità polmonare.



Esportazione PDF

È possibile stampare i report finali in formato PDF o come immagini, oppure lasciare che il software esegua automaticamente queste operazioni.

Garanzia e assistenza Medikro®

Il pacchetto di garanzia e assistenza Medikro garantisce sicurezza e altri vantaggi a tutti gli utilizzatori finali degli strumenti Medikro.



Prodotti di Consumo e Accessori



MEDIKRO® SpiroSafe

Codice prodotto: M9256



MEDIKRO® Siringa di calibrazione

Codice prodotto: M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

Codice prodotto: M9489



Rappresentante Medikro locale:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia

☎ +358 17 283 3002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com