

# MEDIKRO primo

PC-gebaseerde praktijkspirometer

- ▶ Duurzame praktijkspirometer
- ▶ Meer dan 90 parameters
- ▶ Veiligheid van de patiënt
- ▶ Gebruiksvriendelijk



Productcode: M9492

Medikro® Primo is een professionele, efficiënte pc-gebaseerde spirometer voor primaire zorgverlening. Het is een accuraat systeem, voldoet aan de nieuwste ATS/ERS-standaarden voor spirometrie en is gemakkelijk in het gebruik.

Primo maakt gebruik van Medikro® Spirometry Software (MSS). Het systeem geeft huisartsen de zekerheid van betrouwbare resultaten en combineert dit met een intuïtieve navigatie, instelbare interpretatie-opties en duidelijke visualisatie van de resultaten. Door het Medikro® SpiroSafe-meetmondstuk voor eenmalig gebruik zijn bacteriefilters of sterilisatie overbodig. Hierdoor kunnen meer patiënten worden behandeld en wordt bespaard op de kosten.



## Primo Highlights



### Veiligheid van de patiënt

SpiroSafe-meetmondstukken geven de nodige veiligheid als het gaat om infectiebeheersing. Er komt geen uitgedemde lucht in de drukslang of het apparaat terecht. Dit voorkomt kruisbesmetting tussen patiënten onderling en beschermt de spirometer zelf.




### Gebruiksvriendelijk

Medikro Spirometry Software is gebruiksvriendelijk en biedt intuïtieve navigatie en gebruiksmogelijkheden.

### Meerdere berekeningscriteria en interpretatie-opties mogelijk

MSS biedt verschillende opties voor het berekenen van beste PEF, FEV% en FEF. Daarnaast zijn er opties beschikbaar voor het interpreteren van de ventilatiefunctie, spirometerbevindingen en de bronchodilatatie-test.



### Trending

De trendingfunctie biedt artsen de mogelijkheid om de historische ontwikkeling van een of meer losse variabelen te volgen. Hierdoor kan het effect van een behandeling worden bewaakt en gedocumenteerd, kan worden bepaald of de behandeling moet worden aangepast en kan worden vastgesteld of zich veranderingen in de longfunctie hebben voorgedaan.

### Medikro eSupport

Medikro eSupport is uw directe link naar Medikro. Hier wordt u snel geholpen en wordt 24 uur per dag/7 dagen per week online-ondersteuning geboden. Bovendien kunt u beschikken over een enorme kennisdatabank, een interactieve foutoplossingsapplicatie en een gedeelte met veelgestelde vragen en downloads.



### PDF-Export

Laat de definitieve uitslagen afdrukken in pdf-formaat of als afbeeldingen, of laat de software dit automatisch doen.

## Verbruiksartikelen & Accessoires



**MEDIKRO® SpiroSafe**

Productcode: M9256



**MEDIKRO® Kalibratiespuit**

Productcode: M9474 (3L) / M9477 (1L)



**MEDIKRO® Ambi**

Productcode: M9489



Uw plaatselijke Medikro-distributeur:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland  
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland  
☎ +358 44 777 7002  
📞 +358 17 283 3300  
@ sales@medikro.com  
🌐 www.medikro.com