

MEDIKRO primo

PC-basert spirometer for kontor

- ▶ Holdbart spirometer for kontor
- ▶ Mer enn 90 parametere
- ▶ Pasientsikkerhet
- ▶ Brukervennlig



Produktkode: M9492

Medikro® Primo er et profesjonelt og effektivt, PC-basert spirometer for primærhelsetjenesten. Det er et nøyaktig og brukervennlig system som oppfyller kravene i alle nyeste ATS/ERS-standarder for spirometri.

Primo bruker Medikro® Spirometry Software. Systemet gir generelt utøverne sikkerhet gjennom pålitelige resultater med intuitiv navigasjon, justerbare alternativer for tolkning og klar visualisering av resultatene. Med éngangs Medikro® SpiroSafe-flowtransdusere er det ikke nødvendig å bruke bakteriefilter eller utføre sterilisering. Dette øker kapasiteten for antall pasienter og sparer driftskostnader.



Primo høydepunkter



Pasientsikkerhet

Engangs SpiroSafe-flowtransdusere gir sikkerhet gjennom infeksjonskontroll. Ingen luft som pustes ut, kommer inn i trykkslangen eller enheten. Dette hindrer at det overføres smitte fra pasient til pasient, og dessuten beskyttes spirometeret.


Brukervennlig

Medikro Spirometry Software er brukervennlig og byr på intuitiv navigasjon og bruk.



Flere kriterier for beregning og alternativer for tolkning

MSS gir flere alternativer for beregning av Beste PEF, FEV% og FEF. I tillegg finnes det alternativer for tolkning av ventileringsfunksjon, spirometriresultater og bronkodilatasjonstesten.



Trender

Ved hjelp av trendfunksjonen kan legen spore utviklingen til en eller flere individuelle variabler over tid. Dette gjør det mulig å overvåke og dokumentere effekten av behandlingen, identifisere behov for endringer i behandlingen og evaluere endringer i lungefunksjonen.

Medikro eSupport

Medikro eSupport er din direkte forbindelse til Medikro. Det gir rask svartid når det gjelder brukerstøtte, og tilbyr også nettbasert hjelp 24 timer i døgnet hele uken. Det finnes en enorm kunnskapsbase, en interaktiv feilsøkningsfunksjon og et avsnitt med vanlige spørsmål (FAQ) og nedlastinger. Levende støtte på nettet er tilgjengelig i kontortiden.



PDF-eksport

Du kan skrive ut sluttrapporter i PDF-format eller som bilder, eller du kan la programvaren gjøre det automatisk for deg.

Forbruksartikler og tilbehør



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktkode: M9256



MEDIKRO® Kalibreringsprøyte

Produktkode: M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

Produktkode: M9489



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉ Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com

Din lokale Medikro-representant: