

MEDIKRO primo

Кабинетный спирометр на базе ПК


- ▶ Надежный кабинетный спирометр
- ▶ Более 90 параметров
- ▶ Безопасность пациентов
- ▶ Удобство использования



Код продукта: M9492

Medikro® Primo - это высокоэффективный профессиональный спирометр на базе ПК для первичного медицинского звена. Эта высокоточная удобная в использовании система соответствует всем новейшим стандартам спирометрии ATS/ERS.

Модель Primo работает под управлением удобного в применении программного обеспечения Medikro® Spirometry Software (MSS). Эта система обеспечивает широкому кругу медиков высокую точность измерений, интуитивно понятный интерфейс управления, настраиваемые опции интерпретации и наглядную визуализацию результатов. При использовании одноразовых датчиков потока Medikro® SpiroSafe отпадает необходимость применения бактериальных фильтров или стерилизации. В результате увеличивается скорость обследования пациентов и снижаются эксплуатационные затраты.



Основные Преимущества Модели Primo



Безопасность Пациентов

Одноразовые датчики потока SpiroSafe исключают передачу инфекций. Выдыхаемый воздух не попадает ни в трубку давления, ни в устройство. Тем самым исключается перекрестная передача загрязнений между пациентами и обеспечивается защита самого спирометра.

Поддержка различных критериев расчета и вариантов интерпретации

MSS предоставляет различные варианты расчета лучшей МСВ, ОФВ в % и МОС. Кроме того, предусмотрены различные варианты интерпретации для функции вентиляции, результатов спирометрии и бронходилатационного теста.




Удобство Использования

Программное обеспечение Medikro Spirometry Software отличается удобством и интуитивностью управления и применения.



Анализ динамики

Функция анализа динамики позволяет медикам отслеживать динамику одного или нескольких параметров с течением времени. Это дает возможность контролировать и документировать результаты лечения, выявлять необходимость изменений в лечении, оценивать изменения функций легких.



Medikro eSupport

Услуга Medikro eSupport предоставляет вам прямую связь с компанией Medikro. Она обеспечивает оперативное реагирование при возникновении технических проблем и поддержку через Интернет в круглосуточном режиме.



Экспорт PDF

Итоговые результаты можно вывести в формате PDF или в виде изображений либо предоставить программе сделать это за вас автоматически.

Расходные Материалы и Принадлежности



MEDIKRO® SpiroSafe

Код продукта: M9256



MEDIKRO® Калибровочный шприц

Код продукта: M9474 (3 л) / M9477 (1 л)



MEDIKRO® Ambi

Код продукта: M9489



Местное представительство Medikro:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Куорю, Финляндия
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Куорю, Финляндия
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com