

MEDIKRO primo

基于 PC 的办公室肺功能仪

- ▶ 经久耐用的办公室肺功能仪
- ▶ 90 多个参数
- ▶ 病人安全性
- ▶ 用户友好性



产品编号：M9492

Medikro® Primo 是一款基于 PC 的肺功能仪，专业高效，用于初级护理。该精确而又易于使用的系统符合所有最新 ATS/ERS 肺功能标准。

Primo 采用 Medikro® Spirometry Software (MSS)。系统具备直观的导航、可调的说明选项和清晰的结果可视化，确保全科医师获得可靠的结果。使用一次性 Medikro® SpiroSafe 流量传感器，即意味着您无需细菌过滤器或进行灭菌。提高了病人的周转量，节省了运营费用。



Primo 亮点



病人安全性

一次性 SpiroSafe 流量传感器在感染控制方面十分安全。无呼出气体进入压力管或设备。可防止病人之间出现交叉干扰，同时保护肺功能仪。


用户友好性

Medikro Spirometry Software 是用户友好型软件，提供直观的导航和使用方式。



多种计算标准和说明选项

MSS 提供多种计算最大 PEF、FEV% 和 FEF 的选项。此外，还提供针对通气功能、通气评价结果和支气管扩张试验的说明选项。



趋势分析

通过趋势分析功能，医生可追踪一个或多个单独变量的历史动态。可实现对治疗效果监测和记录，识别治疗变更需求，并评估肺功能的变化。



PDF 导出

以 PDF 或 image 格式打印总结报告，或者让软件自动进行这一操作。

Medikro eSupport

Medikro eSupport 是您直接联系 Medikro 的通道。如需支持，响应时间极短，可提供 7X24 全方位在线协助。我们拥有庞大的知识库、互动性故障诊断器以及常见问题和下载部分。在办公时间，亦可提供实时在线支持。



消耗品和附件



MEDIKRO® SpiroSafe

产品编号：M9256



MEDIKRO® 校准筒

产品编号：M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Ambi

产品编号：M9489



您的当地 Medikro 代表：

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com

由于器械开发持续进行，规格可能出现变更，恕不另行通知。
MEDIKRO 是芬兰公司 Medikro Oy 的注册商标。
M8165-1.3-zh, Medikro Primo, product leaflet
Oct/2013

CE 0537 ISO 9001 ISO 13485