

MEDIKRO primo

PC-basiertes Spirometer für die Arztpraxis

- ▶ Langlebiges Spirometer für die Arztpraxis
- ▶ Mehr als 90 Parameter
- ▶ Patientensicherheit
- ▶ Anwenderfreundlich



Produktnummer: M9492

Medikro® Primo ist ein professionelles, effizientes, PC-basiertes Spirometer für die hausärztliche Praxis. Es ist ein genaues und leicht zu bedienendes System, das alle aktuellen ATS/ERS-Spirometriestandards erfüllt.

Primo arbeitet mit der Medikro® Spirometry Software (MSS). Das System bietet Allgemeinärzten die Sicherheit zuverlässiger Ergebnisse sowie intuitive Navigation, anpassbare Interpretationsoptionen und übersichtliche Ergebnisdarstellungen. Die Einwegmessköpfe Medikro® SpiroSafe können ohne Bakterienfilter und Sterilisation eingesetzt werden. Das erhöht den Patientendurchsatz und spart Betriebskosten.



Primo Highlights



Patientensicherheit

Einwegmessköpfe SpiroSafe bieten Sicherheit bei der Infektionskontrolle. Die ausgeatmete Luft gelangt nicht in den Druckschlauch oder das Instrument. So wird eine Kreuzkontamination von Patient zu Patient vermieden und das Spirometer geschützt.


Anwenderfreundlich

Medikro Spirometry Software ist anwenderfreundlich und ermöglicht eine intuitive Navigation und Benutzung.



Mehrere Berechnungskriterien und Interpretationsoptionen

MSS hat mehrere Optionen zur Berechnung von Besten PEF, FEV% und FEF. Außerdem gibt es Interpretationsoptionen für die Ventilationsfunktion, die Spirometriefunde und den Bronchodilatationstest.



Trend

Mit der Trend-Funktion können Ärzte die historische Entwicklung von einer oder mehreren Variablen verfolgen. So lassen sich Therapiewirkungen, die Notwendigkeit von Therapieanpassungen sowie die Evaluierung der Änderungen der Lungenfunktion überwachen und dokumentieren.

Medikro eSupport

Medikro eSupport ist Ihre direkte Verbindung zu Medikro. eSupport sorgt für schnelle Reaktionszeiten bei Kundendienstanfragen und bietet Online-Unterstützung rund um die Uhr. Es umfasst eine riesige Wissensdatenbank, eine interaktive Hilfe zur Fehlerbehebung sowie FAQ (häufig gestellte Fragen) und einen Download-Bereich.



PDF-Export

Die Abschlussberichte können im PDF-Format oder als Bild abgespeichert werden; diese Funktion kann auch automatisch ausgeführt werden.

Verbrauchsmaterial und Zubehör



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktnummer: M9256



MEDIKRO® Elchpumpe

Produktnummer: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)



MEDIKRO® Ambi

Produktnummer: M9489



Ihr Medikro-Vertriebspartner vor Ort:

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finnland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finnland
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com