


# MEDIKRO pro

PC-gebaseerde laboratoriumspirometer

- ▶ Complete laboratoriumspirometer
- ▶ Geïntegreerde meting van de omgevingsomstandigheden
- ▶ Netwerkmogelijkheden & connectiviteit
- ▶ 3D-motiveringsprogramma voor kinderen



Productcode: M9488

Medikro® Pro staat voor optimale prestaties op het gebied van PC-gebaseerde spirometrie. Het is een accurate en nauwkeurige diagnostische spirometer met geïntegreerde sensoren voor het meten van omgevingsomstandigheden, voor automatische real-time correctie van BTPS.

Pro maakt gebruik van de gemakkelijke Medikro® Spirometry Software (MSS). Het systeem werkt perfect voor artsen die willen beschikken over een nauwkeurige spirometer met goed aanpasbare software, duidelijke visualisatie van de resultaten en uitstekende netwerkmogelijkheden. Door het Medikro® SpiroSafe-meetmondstuk voor eenmalig gebruik zijn bacteriefilters of sterilisatie overbodig. Hierdoor kunnen meer patiënten worden behandeld en wordt bespaard op de kosten.



## Pro Highlights



### Motiveringsprogramma Freddy de Kikker

Medikro's animatieprogramma Freddy de Kikker is het enige 3D-motiveringsprogramma ter wereld. Freddy trekt de aandacht van de kinderen en zet ze aan tot maximale prestaties. Hierdoor verbeteren de resultaten van de spirometrietests.

### Veiligheid van de patiënt

SpiroSafe-meetmondstukken geven de nodige veiligheid als het gaat om infectiebeheersing. Er komt geen uitgedemde lucht in de drukslang of het apparaat terecht. Dit voorkomt kruisbesmetting tussen patiënten onderling en beschermt de spirometer zelf.



### Kostenefficiënt

Door de combinatie van hardware- en softwarefuncties en het gebruik van SpiroSafe-wegwerpmondstukken neemt het aantal behandelde patiënten toe en wordt het systeem kostenefficiënt.



### VCT-technologie

De Vibration Control Tubing (VCT) neemt de signaalruis van bewegingen van de patiënt en de slangen weg. Hierdoor stabiliseert het signaal zich en verbeteren de algehele resultaten van de spirometrietests.



### Geautomatiseerde real-time BTPS-correctie

De temperatuur-, druk- en luchtvochtigheidssensoren controleren de omgevingsomstandigheden automatisch, waardoor daadwerkelijke real-time BTPS-correctie mogelijk is.



### Optionele Bronchiale Provocatie

Maak gebruik van kant-en-klare bronchiale provocatieprotocollen, maak nieuwe protocollen aan op basis van bestaande exemplaren, of genereer volledig nieuwe protocollen.



## Verbruiksartikelen & Accessoires



**MEDIKRO® SpiroSafe**

Productcode: M9256



**MEDIKRO® Kalibratiespuit**

Productcode: M9474 (3L) / M9477 (1L)



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland  
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland  
☎ +358 44 777 7002  
📞 +358 17 283 3300  
@ sales@medikro.com  
🌐 www.medikro.com

Uw plaatselijke Medikro-distributeur: