

MEDIKRO pro

基于 PC 的实验室肺功能仪

- ▶ 多合一实验室肺功能仪
- ▶ 内置式环境条件测量
- ▶ 联网和连接
- ▶ 3D 儿童激发测定



产品编号：M9488

Medikro® Pro 代表基于 PC 的肺功能测定领域的最高水平。该精确诊断肺功能仪内置环境条件测量传感器，用于自动实时 BTPS 修正。

Pro 采用易于理解的 Medikro® Spirometry Software (MSS)。如果医师希望拥有配备高度定制软件、可实现结果清晰可视化并具备卓越联网性能的精确肺功能仪，该系统绝对是最佳选择。使用一次性 Medikro® SpiroSafe 流量传感器，即意味着您无需细菌过滤器或进行灭菌。提高了病人的周转量，节省了运营费用。



Pro 亮点



弗雷迪青蛙激励测定

Medikro 弗雷迪青蛙激励测定是全球唯一的 3D 激励测定仿真。弗雷迪可吸引儿童的注意力，帮助实现最佳性能。有效改进肺功能结果的质量。

成本效益高

通过结合软硬件功能和使用 SpiroSafe 一次性产品，提高了病人的周转量，实现了较高的系统成本效益。



病人安全性

一次性 SpiroSafe 流量传感器在感染控制方面十分安全。无呼出气体进入压力管或设备。可防止病人之间出现交叉干扰，同时保护肺功能仪。



VCT 技术

Vibration Control Tubing (VCT) 消除了因病人和管道移动导致的信号噪声。提高了信号稳定性，改进了总体肺功能质量。



自动实时 BTPS 修正

温度、压力和湿度传感器自动追踪环境条件，可实时修正 BTPS。

可选支气管激发试验

使用当前支气管激发试验协议，可从现有协议进行创建或生成全新协议。



消耗品和附件



MEDIKRO® SpiroSafe

产品编号：M9256



MEDIKRO® 校准筒

产品编号：M9474 (3L) / M9477 (1L)

您的当地 Medikro 代表：



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com