

MEDIKRO pro

PC-basiertes Spirometer für das Labor

- ▶ Spirometer mit vollem Funktionsumfang für das Labor
- ▶ Integrierte Umgebungsbedingungsmeßeinheit
- ▶ Netzwerkfähigkeit und Konnektivität
- ▶ 3D-Animation für Kinder



Produktnummer: M9488

Medikro® Pro bietet aktuellste Technik und hohe Leistung für die PC-basierte Spirometrie. Dieses genaue und präzise Diagnose-Spirometer ist mit einer integrierten Umgebungsbedingungsmeßeinheit zur automatischen BTPS-Korrektur in Echtzeit ausgestattet.

Pro arbeitet mit der bedienerfreundlichen Medikro® Spirometry Software (MSS). Das System ist besonders für Ärzte geeignet, die ein präzises Spirometer mit individuell anpassbarer Software, übersichtlicher Ergebnisdarstellung und hervorragenden Netzwerkfähigkeiten benötigen. Die Einwegmessköpfe Medikro® SpiroSafe können ohne Bakterienfilter und Sterilisation eingesetzt werden. Das erhöht den Patientendurchsatz und spart Betriebskosten.



Pro Highlights



Animation "Freddie der Frosch"

Freddie der Frosch von Medikro ist weltweit die einzige 3D-Animation in diesem Bereich. Freddie zieht die Kinder in seinen Bann und ermuntert sie zu Höchstleistungen. So wird die Qualität der Spirometrie-Ergebnisse verbessert.

Wirtschaftlich

Die Kombination von Hardware- und Software-Funktionen sowie der Einsatz der Einwegmessköpfe SpiroSafe erhöhen den Patientendurchsatz und erlauben einen rentablen Betrieb des Systems.



Patientensicherheit

Einwegmessköpfe SpiroSafe bieten Sicherheit bei der Infektionskontrolle. Die ausgeatmete Luft gelangt nicht in den Druckschlauch oder das Instrument. So wird eine Kreuzkontamination von Patient zu Patient vermieden und das Spirometer geschützt.



VCT-technik

Vibration Control Tubing (VCT) unterdrückt das Signalrauschen, das bei Bewegungen von Patient und Schlauch entsteht. So wird das Signal stabilisiert und die Spirometrie-Qualität insgesamt verbessert.



Automatische BTPS-korrektur in echtzeit

Die Sensoren für Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit überwachen die Umgebungsbedingungen automatisch und ermöglichen so die BTPS-Korrektur in Echtzeit.

Optionale Bronchiale Provokation

Für die bronchiale Provokation können Sie mitgelieferte Protokolle nutzen, vorhandene Protokolle anpassen oder ganz neue Protokolle erstellen.



Verbrauchsmaterial und Zubehör



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktnummer: M9256



MEDIKRO® Eichpumpe

Produktnummer: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finnland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finnland
☎ +358 44 777 7002
☎ +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com

Ihr Medikro-Vertriebspartner vor Ort: