

MEDIKRO pro

PC-pohjainen diagnostinen spirometri

- ▶ Diagnostinen spirometri
- ▶ Automaattinen ympäristöolosuhdemittari
- ▶ Potilasturvallinen
- ▶ Lapsipotilaan 3D-kehoteruutu



Tuotekoodi: M9488

Medikro® Pro edustaa suorituskyvyn huippua PC-pohjaisessa spirometriassa. Se on tarkka diagnostinen spirometri, jossa on sisäänrakennettuna ympäristöolosuhdemittausanturit automaattiseen, reaaliaikaiseen BTPS-korjaukseen.

Pro käyttää Medikro® Spirometriaohjelmistoa. Järjestelmä sopii erinomaisesti käyttäjille, jotka tarvitsevat tarkkaa spirometriä ja räätälöitävää ohjelmistoa, selkeää näyttöä ja erinomaisia verkko-ominaisuuksia. Kertakäyttöisten Medikro® SpiroSafe -virtausantureiden kanssa ei käytetä bakteerifilttereitä eivätkä ne vaadi sterilointia. Näin voidaan nopeuttaa potilaan läpimenoaikaa ja vähentää käyttökustannuksia.



Pron tärkeimmät ominaisuudet



Kehoteruutu Saku Sammakko

Medikron Saku Sammakko on ainoa 3D-animoitu kehoteruutu maailmassa. Saku Sammakko kiinnittää lasten huomion ja rohkaisee maksimaaliseen suoritukseen. Se parantaa spirometriatutkimuksen laatua.

Edullinen

SpiroSafe-virtausanturin vaihtaminen tapahtuu muutamassa sekunnissa. Medikro Twist-to-Connect helpottaa ja nopeuttaa SpiroSafe-virtausanturin käyttöä. Koko järjestelmä on välittömästi valmis seuraavaan potilasmittaukseen.



Potilasturvallinen

Kertakäyttöiset SpiroSafe-virtausanturit ovat potilasturvallisia. Hengitysilmaa ei pääse paineletkuun tai laitteeseen. Tämä estää potilaiden välisen ristikontaminaation ja suojaa spirometria.



VCT-teknikka

Vibration Control Tubing (VCT) vaimentaa potilaan liikkeestä aiheutuneen mahdollisen häiriön. Näin stabiloidaan signaalia ja parannetaan spirometriamittauksen yleistä laatua.



Automaattinen, reaaliaikainen BTPS -korjaus

Lämpötila-, paine- ja kosteusanturit valvovat automaattisesti ympäristön olosuhteita ja mahdollistavat reaaliaikaisen BTPS-korjauksen.

Keuhkoputkien Altistuskoe lisäominaisuutena

Voit käyttää valmiita histamiini, metakoliini, mannitoli jne. altistusprotokollia tai tehdä kokonaan uusia.



Kulutusosat ja tarvikkeet



MEDIKRO® SpiroSafe

Tuotekoodi: M9256



MEDIKRO® Kalibrointipumppu

Tuotekoodi: M9474 (3L) / M9477 (1L)



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio

✉ PL 54, 70101 Kuopio

☎ +358 44 777 7003

@ myynti@medikro.fi

🌐 www.medikro.fi