

MEDIKRO pro

Avancerad PC-baserad spirometer

- ▶ Avancerad PC-baserad spirometer
- ▶ Kompletta spirometer med provokationsoption
- ▶ Mätning av omgivningsförhållanden
- ▶ 3D-animering för barn



Produktkod: M9488

Medikro® Pro erbjuder ett professionellt och effektivt PC-baserat spirometrisystem. Det är en noggrann diagnostisk spirometer med inbyggda sensorer för mätning av omgivningsförhållanden för automatisk BTPS-korrigerings i realtid.

Pro utnyttjar den lättbegripliga programvaran Medikro® Spirometry Software (MSS). Systemet är perfekt för läkare som behöver en noggrann spirometer med programvara som i stor utsträckning kan skräddarsys, klar presentation av resultaten och utmärkta möjligheter för arbete i nätverk. Med engångsflödesgivarna Medikro® SpiroSafe behövs inga bakteriefilter eller sterilisering. Det ökar patienttillgängligheten och sparar driftskostnader.



Pro Highlights



Uppmuntran med Grodan Freddie

Medikros Groda Freddie är världens enda 3D-animerade spirometrifunktion som är utformad för barn. Freddie fångar barnens uppmärksamhet och uppmuntrar till maximal prestanda. Det förbättrar kvaliteten på spirometriresultaten.

Kostnadseffektivt

Kombinationen av apparat- och programegenskaper samt användningen av SpiroSafe engångsflödesgivare ökar patienttillgängligheten och gör systemet kostnadseffektivt.



Patientsäkerhet

SpiroSafe engångsflödesgivare minskar infektionsrisken. Ingen utandad luft kommer in i tryckslangen eller apparaten. Det hindrar smittöverföring mellan patienter och skyddar spirometern.



VCT-teknologi

Vibration Control Tubing (VCT) tar bort signalbrus från patientens och slangens rörelser. Det stabiliserar signalen och förbättrar den totala kvaliteten på spirometriresultaten.



Automatisk BTPS-korrigering i realtid

Sensorer för temperatur, tryck och luftfuktighet känner automatiskt av omgivningen och möjliggör BTPS-korrigering i sann realtid.

Tillval: Bronkialprovokation

Använd färdiga protokoll för bronkialprovokation, skapa dem från existerande protokoll eller skapa helt nya.



Förbrukningsartiklar och Tillbehör



MEDIKRO® SpiroSafe

Produktkod: M9256



MEDIKRO® Kalibreringspruta

Produktkod: M9474 (3L) / M9477 (1L)



MEDIKRO® Garanti och service



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉️ Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎️ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com

Er Medikro-representant: