

MEDIKRO

SpiroSafe

Flowtransducer til engangsbrug

- ▶ Ingen filtre, ingen sterilisering
- ▶ Patientsikkerhed
- ▶ Omkostningseffektiv & miljøvenlig
- ▶ Enkelt Twist-to-Connect-system




Produktkode: M9256

Medikro® SpiroSafe flowtransducer er et pneumotach til engangsbrug. Med SpiroSafe er der intet behov for bakteriefiltre, sterilisering eller ekstra papmundstykker. Dette øger antallet af patienter, der kan testes, og fører til besparelser af driftsomkostninger. Hver enkelt flowtransducer er verificeret individuelt med hensyn til nøjagtighed.

SpiroSafe er fremstillet til at øge sikkerheden ved at forhindre krydskontaminering fra patient til patient. SpiroSafe hjælper med at beskytte miljøet ved at danne op til 78 % mindre affald end standard bakteriefiltre. Medikro flowtransducere til engangsbrug er fremstillet af polyethylen, og kan bortskaffes ved forbrænding uden at udlede giftige slutprodukter.



SpiroSafe Highlights



Enkelt Twist-to-Connect-system

Twist-to-Connect-systemet fra Medikro gør det let at tilslutte og fjerne SpiroSafe flowtransducere enkelt og hurtigt.

Ingen filtre, ingen sterilisering

Med Medikro SpiroSafe transducere til engangsbrug er der ikke behov for at anvende bakteriefiltre eller udføre steriliseringer.



Patientsikkerhed

SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug giver sikkerhed med hensyn til infektionskontrol. Ingen udåndingsluft når ind i trykslangen eller apparatet. Dette forhindrer krydskontaminering fra patient til patient og beskytter spirometeret.



VCT-teknologi

Slanger med Vibration Control Tubing (VCT - vibrationskontrol) udligner den signalstøj, der forårsages, hvis patienten eller slangerne flytter sig. Dette stabiliserer signalet og forbedrer den samlede kvalitet af spirometri.



Omkostningseffektivt

Medikro SpiroSafe kan ændres på blot nogle sekunder. Hele systemet er dermed straks rent og klart til næste patient.

Miljøvenlig

SpiroSafe hjælper med at beskytte miljøet ved at danne op til 78 % mindre affald end standard bakteriefiltre. Det er fremstillet af polyethylen og kan bortskaffes ved forbrænding uden at dullede giftige slutprodukter.



Kompatibelt Med



MEDIKRO® Pro
Produktkode: M9488



MEDIKRO® Nano
Produktkode: M9487



MEDIKRO® Primo
Produktkode: M9492

Din lokale repræsentant fra Medikro:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com