

# MEDIKRO

SpiroSafe

Kertakäyttöinen virtausanturi

- ▶ Ei bakteerifilttereitä, ei sterilointia
- ▶ Potilasturvallinen
- ▶ Edullinen ja ekologinen
- ▶ Nopea Twist-to-Connect -kiinnitys



Tuotekoodi: M9256

Medikro® SpiroSafe on kertakäyttöinen virtausanturi. SpiroSafe-virtausanturin kanssa ei käytetä bakteerifilttereitä, sterilointia tai ylimääräisiä pahvisia suukappaleita. Näin voidaan nopeuttaa potilaiden läpimenoaikaa ja vähentää käyttökustannuksia.

SpiroSafe on suunniteltu vähentämään ristikontaminaation riskiä ja näin lisäämään potilasturvallisuutta. SpiroSafe suojelee ympäristöä tuottamalla jopa 78 % vähemmän jätettä kuin tavalliset bakteerifiltterit. Medikron kertakäyttöiset virtausanturit on valmistettu polyetyleenistä, ja ne voidaan hävittää polttamalla ilman vaaraa myrkyllisistä päästöistä.



## SpiroSafen tärkeimmät ominaisuudet

ISO  
9001  
ISO  
13485

### SpiroSafe-virtausanturien laaduntarkkailu

Jokaisen yksittäisen virtausanturin tarkkuus on tarkistettu erikseen ennen pakkausta. Eräkohtainen kalibrointikoodi löytyy jokaisesta tuotepakkauksesta.

### Ei bakteerifilttereitä, ei sterilointia

Kertakäyttöisten Medikro SpiroSafe-virtausantureiden kanssa ei käytetä bakteerifilttereitä eivätkä ne vaadi sterilointia.



### Potilasturvallinen

Kertakäyttöiset SpiroSafe-virtausanturit ovat potilasturvallisia. Hengitysilmaa ei pääse paineletkuun tai laitteeseen. Tämä estää potilaiden välisen ristikontaminaation ja suojaa spirometria.



### VCT-teknikka

Vibration Control Tubing (VCT) vaimentaa potilaan liikkeestä aiheutuneen mahdollisen häiriön. Näin stabiloidaan signaalia ja parannetaan spirometriamittauksen yleistä laatua.



### Edullinen

Laitteisto ja ohjelmisto yhdessä kertakäyttöisen SpiroSafe-virtausanturin kanssa nopeuttavat potilaan läpimenoaikaa ja parantavat järjestelmän tehokkuutta.

### Ympäristöystävällinen

SpiroSafe suojelee ympäristöä tuottamalla jopa 78 % vähemmän jätettä kuin tavalliset bakteerisuodattimet. Se on valmistettu polyetyleenistä, ja se voidaan hävittää polttamalla ilman vaaraa myrkyllisistä kaasuista.



## Yhteensopiva seuraavien yksiköiden kanssa



MEDIKRO® Pro  
Tuotekoodi: M9488



MEDIKRO® Nano  
Tuotekoodi: M9487



MEDIKRO® Primo  
Tuotekoodi: M9492



🏠 Pioneerinkatu 3, 70800 Kuopio

✉ PL 54, 70101 Kuopio

☎ 044 777 7003

@ myynti@medikro.fi

🌐 www.medikro.fi