

MEDIKRO SpiroSafe

Trasduttore di flusso monouso

- ▶ Nessun filtro, nessuna sterilizzazione
- ▶ Sicurezza del paziente
- ▶ Conveniente ed ecologico
- ▶ Semplice sistema Twist to Connect



Codice Prodotto: M9256

Il trasduttore di flusso Medikro® SpiroSafe è un pneumotacografo monouso. Con SpiroSafe non sono necessari filtri antibatterici, sterilizzazione o boccagli supplementari in cartone. Ciò aumenta il flusso di pazienti trattati e consente di risparmiare sui costi operativi. Ogni singolo trasduttore è sottoposto a test individuale di accuratezza.

SpiroSafe è progettato per aumentare la sicurezza impedendo la contaminazione crociata da paziente a paziente. SpiroSafe aiuta a proteggere l'ambiente in quanto produce fino al 78% di rifiuti in meno rispetto ai filtri antibatterici standard. I trasduttori di flusso monouso Medikro sono realizzati in polietilene e possono essere smaltiti in inceneritore senza produrre emissioni tossiche.



Highlight su SpiroSafe



Semplice sistema Twist To Connect

Il sistema Medikro Twist to Connect rende più semplici e rapidi il collegamento e la rimozione dei trasduttori di flusso SpiroSafe.

Nessun filtro, nessuna sterilizzazione

Con i trasduttori monouso Medikro SpiroSafe non è necessario utilizzare filtri antibatterici, né eseguire la sterilizzazione.



Sicurezza del paziente

I trasduttori di flusso monouso SpiroSafe garantiscono sicurezza nel controllo delle infezioni. L'aria espirata non entra nel tubo della pressione o nel dispositivo. Ciò previene la contaminazione crociata da paziente a paziente e protegge lo spirometro.



Tecnologia VCT

La tecnologia VCT (Vibration Control Tubing) annulla il disturbo del segnale causato da movimenti del paziente e del tubo. Ciò stabilizza il segnale e migliora la qualità globale della spirometria.



Conveniente

Medikro SpiroSafe può essere sostituito in una manciata di secondi. L'intero sistema è quindi subito pulito e pronto per il paziente successivo.

Rispettoso dell'ambiente

SpiroSafe aiuta a proteggere l'ambiente in quanto produce fino al 78% di rifiuti in meno rispetto ai filtri antibatterici standard. Realizzato in polietilene, può essere smaltito in inceneritore senza produrre emissioni tossiche.



Compatibile con



MEDIKRO® Pro
Codice prodotto: M9488



MEDIKRO® Nano
Codice prodotto: M9487



MEDIKRO® Primo
Codice prodotto: M9492



Rappresentante Medikro locale:

📍 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia

☎ +358 44 777 7002

☎ +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com