

# MEDIKRO

Wegwerpmeetmondstuk

SpiroSafe

- ▶ Geen filters, geen sterilisatie nodig
- ▶ Veiligheid van de patiënt
- ▶ Kosteneffectief en ecologisch
- ▶ Gemakkelijk Twist-to-Connect-systeem



Productcode: M9256

Het Medikro® SpiroSafe-meetmondstuk is een wegwerppneumotachograaf. Met SpiroSafe zijn bacteriefilters, sterilisatie of extra kartonnen mondstukken overbodig. Hierdoor kunnen meer patiënten worden behandeld en wordt bespaard op de kosten. Ieder afzonderlijk meetmondstuk is individueel getest op accuratesse.

SpiroSafe is ontwikkeld voor het vergroten van de veiligheid, door kruisbesmetting tussen patiënten onderling te vermijden. SpiroSafe levert 78% minder afval op dan standaard bacteriefilters en is daardoor een milieuvriendelijk alternatief. Medikro-wegwerpmeetmondstukken zijn gemaakt van polyethyleen en geven bij verbranding als afval geen giftige stoffen af.



## SpiroSafe Highlights



### Gemakkelijk Twist-to-Connect-systeem

Medikro Twist-to-Connect zorgt dat het vastmaken en verwijderen van SpiroSafe-meetmondstukken snel en gemakkelijk verloopt.

### Geen filters, geen sterilisatie nodig

Met het Medikro® SpiroSafe-meetmondstuk voor eenmalig gebruik zijn bacteriefilters of sterilisatie overbodig.



### Veiligheid van de patiënt

SpiroSafe-meetmondstukken geven de nodige veiligheid als het gaat om infectiebeheersing. Er komt geen uitgeademde lucht in de drukslang of het apparaat terecht. Dit voorkomt kruisbesmetting tussen patiënten onderling en beschermt de spirometer zelf.



### VCT-technologie

De Vibration Control Tubing (VCT) neemt de signaalruis van bewegingen van de patiënt en de slangen weg. Hierdoor stabiliseert het signaal zich en verbeteren de algehele resultaten van de spirometrietests.



### Kostenefficiënt

Medikro SpiroSafe kan binnen enkele seconden worden vervangen. Het hele systeem is direct weer schoon en kan voor de volgende patiënt worden gebruikt.

### Milieuvriendelijk

SpiroSafe levert 78% minder afval op dan standaard bacteriefilters en is daardoor een milieuvriendelijk alternatief. Het is gemaakt van polyethyleen en geeft bij verbranding als afval geen giftige stoffen af.



## Compatibel Met



**MEDIKRO® Pro**  
Productcode: M9488



**MEDIKRO® Nano**  
Productcode: M9487



**MEDIKRO® Primo**  
Productcode: M9492



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland  
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland  
☎ +358 44 777 7002  
📞 +358 17 283 3300  
@ sales@medikro.com  
🌐 www.medikro.com

Uw plaatselijke Medikro-distributeur: