

MEDIKRO SpiroSafe

Одноразовый датчик потока

- ▶ Работа без фильтров и стерилизации
- ▶ Безопасность пациентов
- ▶ Экономичное и экологичное решение
- ▶ Удобный поворотный соединитель Twist-to-Connect



Код Продукта: M9256

Одноразовый датчик потока Medikro® SpiroSafe работает по принципу пневмотахометра. При использовании SpiroSafe отпадает необходимость применения бактериальных фильтров, стерилизации и дополнительных картонных мундштуков. В результате увеличивается скорость обследования пациентов и снижаются эксплуатационные затраты. Каждый датчик потока индивидуально проверяется на точность измерения.

Конструкция датчика SpiroSafe повышает уровень безопасности, исключая перекрестную передачу загрязнений от пациента к пациенту. Применение SpiroSafe способствует сохранению окружающей среды - количество отходов снижается на величину до 78% по сравнению со стандартными бактериальными фильтрами. Одноразовые датчики потока Medikro изготавливаются из полиэтилена и допускают утилизацию путем сжигания без образования токсичных выбросов.



Основные Преимущества SpiroSafe



Удобный поворотный соединитель Twist-to-Connect

Поворотный соединитель Medikro Twist-to-Connect позволяет легко и быстро присоединять и отсоединять датчики SpiroSafe.

Работа без фильтров и стерилизации

При использовании одноразовых датчиков потока Medikro SpiroSafe исключается необходимость применения бактериальных фильтров или стерилизации.



Безопасность пациентов

Одноразовые датчики потока SpiroSafe исключают передачу инфекций. Выдыхаемый воздух не попадает ни в трубку давления, ни в устройство. Тем самым исключается перекрестная передача загрязнений между пациентами и обеспечивается защита самого спирометра.



Технология VCT

Технология Vibration Control Tubing (VCT) исключает шумовую составляющую сигнала, обусловленную движением пациента и трубок. Это стабилизирует сигнал и повышает общее качество спирометрии.

Экологичность

Применение SpiroSafe способствует сохранению окружающей среды - количество отходов снижается на величину до 78% по сравнению со стандартными бактериальными фильтрами. Датчики изготавливаются из полиэтилена и допускают утилизацию путем сжигания без образования токсичных выбросов.



Экономичность

Замена датчика Medikro SpiroSafe занимает всего несколько секунд. Сразу после замены система полностью готова к обследованию следующего пациента без какой-либо очистки.

Совместимое Оборудование



MEDIKRO® Pro
Код продукта: M9488



MEDIKRO® Nano
Код продукта: M9487



MEDIKRO® Primo
Код продукта: M9492



Местное представительство Medikro:

📍 Kellolahdentie 27, FI-70460 Куорю, Финляндия
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Куорю, Финляндия
☎ +358 44 777 7002
📞 +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com