

MEDIKRO SpiroSafe

一次性流量传感器

- ▶ 无需过滤器，无需灭菌
- ▶ 病人安全性
- ▶ 成本效益高，生态环保
- ▶ 简洁的 Twist-to-Connect 系统



产品编号：M9256

Medikro® SpiroSafe 流量传感器是一次性传感器。使用 SpiroSafe，即意味着您无需细菌过滤器、进行灭菌或其他卡板管嘴。提高了病人的周转量，节省了运营费用。每个单独的流量传感器均进行精度验证。

SpiroSafe 经设计，可避免病人之间交叉感染，提高安全性。相比标准细菌过滤器，SpiroSafe 产生的废弃物减少了 78%，有助于保护环境。Medikro 一次性流量传感器由聚乙烯制成，可通过焚化进行废弃处理，不会造成废气排放。



SpiroSafe 亮点



简洁的 Twist-to-Connect 系统

Medikro Twist-to-Connect 使得安装和移除 SpiroSafe 流量传感器极为简便快捷。

无需过滤器，无需灭菌

使用一次性 Medikro SpiroSafe 传感器，即意味着您无需细菌过滤器或进行灭菌。



病人安全性

一次性 SpiroSafe 流量传感器在感染控制方面十分安全。无呼出气体进入压力管或设备。可防止病人之间出现交叉干扰，同时保护肺功能仪。



VCT 技术

Vibration Control Tubing (VCT) 消除了因病人和管道移动导致的信号噪声。提高了信号稳定性，改进了总体肺功能质量。



成本效益高

Medikro SpiroSafe 可在数秒内进行更换。整个系统即可清洁就绪，准备用于下一名病人。

环境友好性

相比标准细菌过滤器，SpiroSafe 产生的废弃物减少了 78%，有助于保护环境。其由聚乙烯制成，可通过焚化进行废弃处理，不会造成废气排放。



可兼容



MEDIKRO® Pro

产品编号：M9488



MEDIKRO® Nano

产品编号：M9487



MEDIKRO® Primo

产品编号：M9492

您的当地 Medikro 代表：



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com