

# MEDIKRO

Einwegmesskopf

SpiroSafe

- ▶ Keine Filter, Keine Sterilisation
- ▶ Patientensicherheit
- ▶ Wirtschaftlich und Ökologisch
- ▶ Einfaches Twist-to-Connect-System



Produktnummer: M9256

Der Medikro® SpiroSafe Messkopf ist ein Einmal-Pneumotachometer. Die SpiroSafe werden ohne Bakterienfilter, Sterilisation oder zusätzliche Pappmundstücke eingesetzt. Das erhöht den Patientendurchsatz und spart Betriebskosten. Jeder einzelne Messkopf wird auf Genauigkeit geprüft.

SpiroSafe Mundstücke erhöhen die Sicherheit durch Verhinderung von Kreuzkontaminationen von Patient zu Patient. SpiroSafe trägt zum Umweltschutz bei, da bis zu 78 % weniger Abfall als bei Standard-Bakterienfiltern anfällt. Die Medikro Einwegmessköpfe bestehen aus Polyethylen und können verbrannt werden, ohne dass toxische Emissionen entstehen.



## SpiroSafe Highlights



### Einfaches Twist-to-Connect-system

Dank des Twist-to-Connect-Verfahrens von Medikro lassen sich die SpiroSafe Messköpfe einfach und schnell anschließen und abnehmen.

### Keine filter, keine sterilisation

Die Einwegmessköpfe Medikro SpiroSafe können ohne Bakterienfilter und Sterilisation eingesetzt werden.



### Patientensicherheit

Einwegmessköpfe SpiroSafe bieten Sicherheit bei der Infektionskontrolle. Die ausgeatmete Luft gelangt nicht in den Druckschlauch oder das Instrument. So wird eine Kreuzkontamination von Patient zu Patient vermieden und das Spirometer geschützt.



### VCT-technik

Vibration Control Tubing (VCT) unterdrückt das Signalrauschen, das bei Bewegungen von Patient und Schlauch entsteht. So wird das Signal stabilisiert und die Spirometrie-Qualität insgesamt verbessert.



### Wirtschaftlich

Medikro SpiroSafe lassen sich in Sekundenschnelle austauschen. Das ganze System ist dann sofort wieder sauber und einsatzbereit für den nächsten Patienten.

### Umweltfreundlich

SpiroSafe trägt zum Umweltschutz bei, da bis zu 78 % weniger Abfall als bei Standard-Bakterienfiltern anfällt. Sie bestehen aus Polyethylen und können verbrannt werden, ohne dass toxische Emissionen entstehen.



## Kompatibel mit



**MEDIKRO® Pro**  
Produktnummer: M9488



**MEDIKRO® Nano**  
Produktnummer: M9487



**MEDIKRO® Primo**  
Produktnummer: M9492



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finnland  
✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finnland  
☎ +358 44 777 7002  
📞 +358 17 283 3300  
@ sales@medikro.com  
🌐 www.medikro.com

Ihr Medikro-Vertriebspartner vor Ort: