

- ▶ Inga filter, ingen sterilisering
- ▶ Hög patientsäkerhet
- ▶ Kostnadseffektiv och miljövänlig
- ▶ Enkel vridkoppling "Twist-to-Connect"




Produktkod: M9256

Flödesgivaren Medikro® SpiroSafe är en engångspneumotachometer. Med SpiroSafe behövs inte bakteriefilter, sterilisering eller kompletterande pappmunstycken. Det ökar patienttillgängligheten och sparar driftskostnader. Varje flödesgivare har kontrollerats individuellt med avseende på noggrannhet.

SpiroSafe är konstruerad för att öka säkerheten genom att förhindra smittöverföring mellan patienter. SpiroSafe skonar miljön genom att generera upp till 78 % mindre avfall än vanliga bakteriefilter. Medikro engångsflödesgivare är tillverkade av polyeten och kasseras som brännbart avfall utan att ge upphov till toxiska utsläpp.



SpiroSafe Highlights



Enkel Vridkoppling "Twist-to-Connect"

Medikros vridkoppling Twist-to-Connect gör det snabbt och enkelt att fästa och ta bort SpiroSafe flödesgivare.

Inga Filter, ingen sterilisering

Med engångsflödesgivarna Medikro SpiroSafe behövs inte bakteriefilter eller sterilisering.



Patientsäkerhet

SpiroSafe engångsflödesgivare minskar infektionsrisken. Ingen utandad luft kommer in i tryckslangen eller apparaten. Det hindrar smittöverföring mellan patienter och skyddar spirometern.



VCT-teknologi

Vibration Control Tubing (VCT) tar bort signalbrus från patientens och slangens rörelser. Det stabiliserar signalen och förbättrar den totala kvaliteten på spirometriresultaten.



Kostnadseffektivt

Medikro SpiroSafe kan bytas på bara några sekunder. Hela systemet är sedan omedelbart rent och klart att använda till nästa patient.

Miljövänlig

SpiroSafe skonar miljön genom att generera upp till 78 % mindre avfall än vanliga bakteriefilter. De är tillverkade av polyeten och kan kasseras som brännbart avfall utan att ge upphov till toxiska utsläpp.



Kompatibel med



MEDIKRO® Pro
Produktkod: M9488



MEDIKRO® Nano
Produktkod: M9487



MEDIKRO® Primo
Produktkod: M9492



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland
✉ Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
☎ +358 44 777 7002
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com

Er Medikro-representant: