

# MEDIKRO

3000

&

1000

Kalibreringsprøjter med højpræcisionsvolumen

- ▶ Stor nøjagtighed og præcision
- ▶ Robust aluminiumsdesign
- ▶ Fremragende stabilitet
- ▶ Fås med et universalt adaptersæt



Produktkode: M9474 (3000 ml) • M9477 (1000 ml)

Medikro® kalibreringsprøjter er vigtige redskaber til laboratoriets kvalitetsbehandling. De er lette at anvende og opfylder eller overgår de seneste anbefalinger fra ATS/ERS 2005 med hensyn til nøjagtighed og præcision.

Medikro 3000 og 1000 er fremstillet af 6061-T6 aluminiumslegering, der garanterer stor robusthed og en lang levetid for produktet. Deres særlige sekskantede form, med polstring på alle seks sider i den fulde længde, giver fremragende stabilitet. Sprøjterne er fremstillet, så de kan holde til det miljø, lungefunktionstesten finder sted i.



## Kalibreringsprøjte highlights



### Nøjagtighed & præcision

Medikro kalibreringsprøjter opfylder eller overgår alle de seneste anbefalinger fra ATS/ERS med hensyn til nøjagtighed og præcision.

### Fremragende stabilitet

Det særlige sekskantede design har integreret polstring på alle siderne. Dette sikrer en stabil kalibreringsprocedure og forhindrer at sprøjterne ruller.



### 6061-T6 aluminiumslegering

Medikro kalibreringsprøjter er fremstillet af den alsidige 6061-T6 aluminiumslegering. Dette garanterer robusthed og sikrer en lang levetid for produktet.

6061-T6



### Universalt adaptersæt

Der fås valgfri universale adaptersæt med adaptere til udgangsporten i fire forskellige størrelser. Dette gør det muligt at anvende Medikro kalibreringsprøjter med dit eget valg af spirometer.



### Enkel at anvende

Medikro kalibreringsprøjter er enkle at anvende og de kan holde til det miljø, som lungefunktionstesten finder sted i.

### Spirometri i henhold til ATS/ERS

Brugen af kalibreringsprøjter gør det muligt at kalibrere og verificere spirometri-systemet. Dette sikrer, at dit system er nøjagtigt og fungerer korrekt.

ATS/ERS  
2005

## Relaterede produkter



MEDIKRO® Adaptere til udgangsporten for kalibreringsprøjter

Produktkode: M91175-25.27.29.31

Din lokale repræsentant fra Medikro:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com