

MEDIKRO

3000 y 1000

Jeringas de calibración de volumen de alta precisión

- Exactitud y precisión elevadas
- Diseño resistente de aluminio
- Excelente estabilidad
- Disponible con un juego de adaptadores universales



Código de producto: M9474 (3000 ml) • M9477 (1000 ml)

Las jeringas de calibración Medikro® son herramientas importantes para la gestión de calidad en el laboratorio. Son fáciles de usar y cumplen o incluso superan las recomendaciones más recientes de la ATS/ERS 2005 relativas a exactitud y precisión.

Las jeringas Medikro 3000 y 1000 están fabricadas en aleación de aluminio 6061-T6 para garantizar solidez y una larga vida útil del producto. Su forma hexagonal única con acolchamiento en toda la longitud de cada uno de sus seis lados proporciona una excelente estabilidad. Las jeringas están diseñadas para conservar la integridad en el desafiante entorno de las pruebas de función pulmonar.



Características Destacadas de la Jeringa de Calibración



Exactitud y precisión

Las jeringas de calibración Medikro cumplen o incluso superan las recomendaciones más recientes de la ATS/ERS relativas a exactitud y precisión.

Excelente estabilidad

El diseño hexagonal único dispone de acolchamientos integrados en todos los lados, lo que garantiza un proceso de calibración estable y evita que la jeringa pueda rodar.



Aleación de aluminio 6061-T6

Las jeringas de calibración Medikro están fabricadas con la versátil aleación de aluminio 6061-T6, lo que garantiza solidez y una larga vida útil del producto.

6061-T6



Juego de adaptadores universales

Y además hay disponible un juego opcional de adaptadores universales con adaptadores para las boquillas de salida en cuatro tamaños diferentes, lo que le permitirá utilizar las jeringas de calibración Medikro con el espirómetro de su elección.



Fácil de usar


Las jeringas de calibración Medikro son fáciles de usar y conservan su integridad en el desafiante entorno de las pruebas de función pulmonar.

Espirometría según la ATS/ERS

La utilización de la jeringa de calibración permite calibrar y verificar el sistema de espirometría, lo que garantizará que su sistema sea exacto y funcione correctamente.

ATS/ERS
2005

Productos Relacionados



MEDIKRO® Adaptadores para boquilla de salida para jeringas de Calibración

Código de producto: M91175-25.27.29.31

Su representante local Medikro:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia
✉ Apdo. de correos 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia
☎ +358 44 777 7002
☎ +358 17 283 3300
@ sales@medikro.com
🌐 www.medikro.com