

MEDIKRO

Kalibrointipumppu

3000

&

1000

- ▶ Luotettavaa tarkkuutta
- ▶ Jämäkkä alumiinirakenne
- ▶ Erinomainen stabiilius
- ▶ Yleisadapterisarja saatavilla



Tuotekoodi: M9474 (3000ml) • M9477 (1000ml)

Medikro-kalibrointipumput ovat tärkeitä laboratorion laadunvalvontatyökaluja. Ne ovat helppokäyttöisiä ja täyttävät uusimmat ATS/ERS 2005-suositukset kalibrointilaitetarkkuudesta.

Medikro® 3000 ja 1000 on valmistettu 6061-T6 -alumiiniseoksesta, jolla taataan kestävyys ja tuotteen pitkä käyttöikä. Laatujärjestelmien vaatima jäljitettävä vuosittainen kalibrointi on mahdollista suorittaa Medikron huollossa. Kalibrointipumppu on suunniteltu helppokäyttöiseksi tavaksi varmistaa järjestelmän toimivuus ennen spirometriamittausta.



Kalibrointipumppujen tärkeimmät ominaisuudet



Luotettavaa tarkkuutta

Medikro-kalibrointipumput ylittävät uusimmat ATS/ERS-suositukset laitetarkkuudesta.

Erinomainen stabiilius

Ainutlaatuinen kuusikulmainen muoto varmistaa vakaan kalibrointiprosessin.



6061-T6 alumiiniseos

Medikro-kalibrointipumput on valmistettu 6061-T6-alumiiniseoksesta. Näin taataan pumpun keveys, kestävyys ja tuotteen pitkä käyttöikä.

6061-T6



Yleisadapterisarja

Lisävarusteena myytävä yleisadapterisarja sisältää neljä erikokoista adapteria. Näin voit käyttää Medikro-kalibrointipumppuja haluamasi laitteen kanssa.



Helppo käyttää

Medikro-kalibrointipumppu on suunniteltu helppokäyttöiseksi tavaksi varmistaa järjestelmän toimivuus ennen spirometriamittausta.

ATS/ERS-standardin mukainen spirometria

Kalibrointipumpun käytöllä mahdollistetaan spirometriajärjestelmän kalibrointi. Näin varmistetaan järjestelmän tarkkuus ja toimivuus.

ATS/ERS
2005

Kulutusosat ja tarvikkeet



MEDIKRO® Kalibrointipumpun yleisadapterisarja

Tuotekoodi: M91175-25.27.29.31



MEDIKRO® Takuu ja huolto



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio

✉️ PL 54, 70101, Kuopio

☎️ 044 777 7003

@ myynti@medikro.fi

🌐 www.medikro.fi