

# MEDIKRO

3000 et 1000

Seringues de calibration de volume ultra-précises

- Fiabilité et précision élevées
- Conception robuste en aluminium
- Excellente stabilité
- Disponible avec kit d'adaptateurs universel



Code produit : M9474 (3 000 ml) • M9477 (1 000 ml)

Les seringues de calibration Medikro® sont des outils importants pour la gestion de la qualité en laboratoire. Faciles d'utilisation, elles répondent aux dernières exigences 2005 de l'ATS/ERS en termes de fiabilité et de précision, ou les dépassent même.

Les seringues Medikro 3000 et 1000 sont fabriquées en alliage d'aluminium 6061-T6 pour une robustesse et une longue durée de vie garanties. La forme hexagonale unique des seringues, avec rembourrage des six côtés, apporte une excellente stabilité. Les seringues sont conçues de manière à conserver leur intégrité dans l'environnement exigeant des tests de la fonction pulmonaire.



## Avantages des Seringues de Calibration




### Fiabilité et précision

Les seringues de calibration Medikro répondent aux dernières exigences de l'ATS/ERS en termes de fiabilité et de précision, ou les dépassent même.

### Excellente stabilité

Conception hexagonale unique avec rembourrage intégré sur tous les côtés. Cela permet une calibration stable et évite que la seringue ne roule.



### Alliage d'aluminium 6061-T6

Les seringues de calibration Medikro sont fabriquées en alliage d'aluminium 6061-T6 polyvalent. Cela garantit des seringues robustes et de longue durée de vie.



### Kit d'adaptateurs universel

Un kit d'adaptateurs universel est disponible. Il comprend des adaptateurs de quatre tailles différentes. Cela vous permet d'utiliser les seringues de calibration Medikro avec le spiromètre de votre choix.



### Faciles d'utilisation

Les seringues de calibration Medikro sont faciles à utiliser et conservent leur intégrité dans l'environnement exigeant des tests de la fonction pulmonaire.

### Tests spirométriques conformes aux exigences de l'ATS/ERS

L'utilisation de seringues de calibration permet de calibrer et de vérifier le système spirométrique. Cela garantit la précision et le bon fonctionnement du système.

ATS/ERS  
2005

## Produits Associés



Adaptateurs de seringues de Calibration **MEDIKRO**®

Code produit : M91175-25.27.29.31



Votre représentant Medikro local :

🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlande

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlande

☎ +358 44 777 7002

☎ +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com