

MEDIKRO

3000

&

1000

Hoog nauwkeurige volume-kalibratiespuiten

- ▶ Zeer accuraat en precies
- ▶ Robuust design in aluminium
- ▶ Uitstekende stabiliteit
- ▶ Verkrijgbaar met universele adapterset



Productcode: M9474 (3000ml) • M9477 (1000ml)

Medikro®-kalibratiespuiten zijn belangrijke instrumenten voor kwaliteitsmanagement in het testlaboratorium. Ze zijn gemakkelijk in het gebruik en voldoen aan de meest recente ATS/ERS-aanbevelingen (2005) ten aanzien van accuratesse en precisie.

De Medikro 3000 en 1000 zijn gemaakt van de aluminiumlegering 6061-T6 en daarmee gegarandeerd zeer robuust, voor een lange levensduur van het product. Door hun unieke, zeshoekige vorm, met bekleding over de volledige lengte van de zes kanten, zijn ze zeer stabiel. De spuiten zijn bestand tegen de sterke belastingen die gepaard gaan met situaties waarin longfunctietests worden uitgevoerd.



Kalibratiespuit Highlights



Accuratesse & precisie

Medikro-kalibratiespuiten voldoen aan alle recente ATS/ERS-aanbevelingen ten aanzien van accuratesse en precisie, of overtreffen deze zelfs.

Uitstekende stabiliteit

Het unieke zeshoekige ontwerp is aan alle kanten voorzien van geïntegreerde bekleding. Hierdoor verloopt het kalibreren stabiel en kan de spuit niet weggrollen.



Aluminiumlegering 6061-T6

Medikro-kalibratiespuiten zijn gemaakt van de veelzijdige aluminiumlegering 6061-T6. Hierdoor zijn ze gegarandeerd zeer robuust, voor een lange levensduur van het product.

6061-T6



Universele adapterset

Er is een optionele universele adapterset verkrijgbaar met vier uitvoerpoortadapters in vier verschillende maten. Hierdoor kunt u de Medikro-kalibratiespuiten met elke spirometer van uw keuze gebruiken.



Gemakkelijk in het gebruik

Medikro-kalibratiespuiten zijn gemakkelijk in het gebruik en zijn goed bestand tegen de sterke belastingen die gepaard gaan met situaties waarin longfunctietests worden uitgevoerd.

Spirometrie conform ATS/ERS

Het spirometriesysteem kan met behulp van de kalibratiespuit worden gekalibreerd en geverifieerd. Dit garandeert dat uw systeem accuraat is en goed werkt.

ATS/ERS
2005

Bijpassende Producten



MEDIKRO® Kalibratiespuit, uitvoerpoortadapters

Productcode: M91175-25.27.29.31

Uw plaatselijke Medikro-distributeur:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com