

MEDIKRO

3000

&

1000

Sprøyter for volumkalibrering med høy presisjon

- ▶ Høy nøyaktighet og presisjon
- ▶ Robust aluminiumkonstruksjon
- ▶ Ypperlig stabilitet
- ▶ Kan leveres med universaladaptersett



Produktkode: M9474 (3000 ml) • M9477 (1000 ml)

Medikro® kalibreringssprøyter er viktige verktøy for kvalitetssikring på laboratorier. De er lette å bruke og oppfyller eller overgår nyeste ATS/ERS 2005 anbefalinger for nøyaktighet og presisjon.

Medikro 3000 og 1000 er laget av 6061-T6 aluminiumslegering for å garantere robusthet og lang levetid for produktet. Den unike sekskantformen, med polstring i full lengde på alle seks sider, gir ypperlig stabilitet. Sprøytene er konstruert for å være holdbare i de krevende omgivelsene hvor undersøkelsen av lungefunksjonen finner sted.



Høydepunkter for kalibreringsprøyten



Nøyaktighet og presisjon

Medikro-kalibreringsprøyter er lette å bruke og oppfyller eller overgår alle nyeste ATS/ERS-anbefalinger for nøyaktighet og presisjon.

Ypperlig stabilitet

Den unike sekskantkonstruksjonen har integrert polstring på alle sider. Dette sikrer en stabil kalibreringsprosess og hindrer at sprøyten ruller.



6061-T6 Aluminiumslegering

Medikro-kalibreringsprøyter er laget av 6061-T6 aluminiumslegering med varierte egenskaper. Det garanterer robusthet og sikrer en lang levetid for produktet.

6061-T6



Universaladaptersett

Et universaladaptersett kan leveres som ekstrautstyr med utgangsadaptere i fire ulike størrelser. Dette gjør at du kan bruke Medikro-kalibreringsprøyter med spirometer etter fritt valg.



Lett å bruke

Medikro-kalibreringsprøyter er lette å bruke, og de er holdbare i de krevende omgivelsene hvor undersøkelsen av lungefunksjonen finner sted.

Spirometri i samsvar med ATS/ERS

Bruk av kalibreringsprøyte gjør det mulig å kalibrere og kontrollere spirometrisystemet. Det sikrer at systemet er nøyaktig og fungerer forskriftsmessig.

ATS/ERS
2005

Forbruksartikler og tilbehør



MEDIKRO® Utgangsadaptere for kalibreringsprøyter

Produktkode: M91175-25.27.29.31



MEDIKRO® Garanti og service

Din lokale Medikro-representant:



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉ Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com