

MEDIKRO 3000 & 1000

Шприцы для высокоточной калибровки объема

- ▶ Высокая точность и воспроизводимость
- ▶ Надежное конструктивное исполнение из алюминия
- ▶ Великолепная стабильность
- ▶ Дополнительно - универсальный набор переходников



Код продукта: M9474 (3000 мл) • M9477 (1000 мл)

Калибровочные шприцы Medikro® представляют собой важный инструмент для лабораторного контроля качества. Они просты в использовании, а их параметры точности и воспроизводимости соответствуют новейшим рекомендациям ATS/ERS 2005 или даже превосходят их.

Шприцы Medikro 3000 и 1000 выполнены из алюминиевого сплава 6061-T6, что гарантирует их эксплуатационную надежность и длительный срок службы. Уникальная шестигранная форма с защитными накладками по всей длине на всех шести гранях обеспечивает великолепную стабильность характеристик. Конструкция шприцев призвана обеспечить высокую надежность при эксплуатации в сложных условиях лаборатории пульмонологической функциональной диагностики.



Основные особенности калибровочных шприцев



Точность и воспроизводимость

Калибровочные шприцы Medikro соответствуют по точности и воспроизводимости новейшим рекомендациям ATS/ERS или даже превосходят их.

Великолепная стабильность

Уникальная шестигранная конструкция со встроенными накладками на всех гранях обеспечивает стабильность процесса калибровки и предотвращает скатывание шприца.



Алюминиевый сплав 6061-T6

Калибровочные шприцы Medikro изготавливаются из универсального алюминиевого сплава 6061-T6. Это гарантирует высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы.

6061-T6



Универсальный набор переходников

Дополнительно предлагается набор переходников с выходными портами четырех разных размеров. Это позволяет использовать калибровочные шприцы Medikro с любыми спирометрами.



Простота использования

Калибровочные шприцы Medikro просты в применении и сохраняют рабочие характеристики в сложных условиях лаборатории пульмонологической функциональной диагностики.



Спирометрические измерения в соответствии с требованиями ATS/ERS

Калибровочные шприцы позволяют проводить калибровку и поверку спирометрической системы. Тем самым обеспечиваются точность и надлежащее функционирование системы.

ATS/ERS
2005

Связанная продукция



MEDIKRO® Переходники для выходного порта калибровочного шприца

Код продукта: M91175-25.27.29.31

Местное представительство Medikro:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Финляндия

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Финляндия

☎ +358 44 777 7002

📞 +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com