

MEDIKRO

高精度容积校准筒

3000

&

1000

- ▶ 高精度
- ▶ 坚固的铝设计
- ▶ 绝佳的稳定性
- ▶ 可使用通用适配器套件



产品编号：M9474 (3000ml) · M9477 (1000ml)

Medikro® 校准筒是实验室质量管理的重要工具。易于使用，可满足或超出最新 ATS/ERS 2005 对精确度的要求。

Medikro 3000 和 1000 采用 6061-T6 铝合金制造，确保坚固性和较长的产品使用寿命。其采用独有的六边形造型，六个面均带完整长度的衬垫，确保了绝佳的稳定性。校准筒经设计，可在严苛的肺功能测试环境下保持完整性。



校准筒亮点




精度

Medikro 校准筒易于使用，可满足或超出最新 ATS/ERS 对精度的要求。

绝佳的稳定性

独有的六边形设计在各侧均附加了衬垫。确保了稳定的校准过程，可防止校准筒滚动。



6061-T6 铝合金

Medikro 校准筒采用用途广泛的 6061-T6 铝合金制造。确保了坚固性和较长的产品使用寿命。

6061-T6



通用适配器套件

提供可选通用适配器套件，可与 4 种不同尺寸的出口端口适配器配合使用。您可以根据您选择的肺功能仪使用 Medikro 校准筒。



易于使用

Medikro 校准筒易于使用，可在严苛的肺功能测试环境下保持完整性。

肺功能符合 ATS/ERS

使用校准筒可校准和验证肺功能系统。可确保您的系统的精度和功能良好。

ATS/ERS
2005

相关产品



MEDIKRO® 校准筒出口端口适配器

产品编号：M91175-25.27.29.31

您的当地 Medikro 代表：



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎ +358 44 777 7002

☎ +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com