

MEDIKRO

3000

und

1000

Eichpumpen zur Hoch Präzisen Volumenkalibrierung

- ▶ Hohe Genauigkeit und Präzision
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ Hervorragende Stabilität
- ▶ Mit Universal-Adapter-Set lieferbar



Produktnummer: M9474 (3000 ml) • M9477 (1000 ml)

Die Eichpumpen von Medikro® sind wichtige Instrumente für das Qualitätsmanagement im Labor. Sie sind einfach anzuwenden und erfüllen oder übertreffen die neuesten Empfehlungen von ATS/ERS 2005 in Bezug auf Genauigkeit und Präzision.

Medikro 3000 und 1000 bestehen aus 6061-T6-Aluminiumlegierung, die hohe Belastbarkeit und lange Produktlebensdauer garantiert. Ihre einzigartige sechseckige Form mit Verstärkungen auf voller Länge an allen sechs Kanten sorgt für hervorragende Stabilität. Die Eichpumpen sind darauf ausgelegt, ihre Integrität auch im herausfordernden Umfeld für Lungenfunktionstests zu bewahren.



Eichpumpen Highlights




Genauigkeit und präzision

Die Eichpumpen von Medikro erfüllen oder übertreffen alle aktuellen ATS/ERS-Empfehlungen in Bezug auf Genauigkeit und Präzision.

Hervorragende stabilität

Das einzigartige sechseckige Design ist an allen Kanten mit Verstärkungen ausgestattet. Dadurch ist ein stabiler Kalibrierungsprozess sichergestellt und die Pumpe kann nicht wegrollen.



6061-T6-aluminiumlegierung

Medikro Eichpumpen werden aus der vielseitigen Aluminiumlegierung 6061-T6 hergestellt. Das garantiert hohe Belastbarkeit und eine lange Produktlebensdauer.



Universal-Adapter-Set

Ein Universal-Adapter-Set mit Adaptern für den Ausgangsanschluss in vier verschiedenen Größen ist optional erhältlich. So können Sie die Medikro Eichpumpen an einem Spirometer Ihrer Wahl anschließen.



Leicht zu bedienen

Medikro Eichpumpen sind leicht zu bedienen, und behalten ihre Integrität auch im herausfordernden Umfeld von Lungenfunktionstests.

Spirometrie gemäß ATS/ERS

Mit den Eichpumpen kann das Spirometer kalibriert und verifiziert werden. So können Sie sicherstellen, dass Ihr System genau misst und ordnungsgemäß funktioniert.

ATS/ERS
2005

Zugehörige Produkte



MEDIKRO® Adapter für Ausgangsanschluss an den
Eichpumpen

Produktnummer: M91175-25.27.29.31

Ihr Medikro-Vertriebspartner vor Ort:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finnland

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finnland

☎ +358 44 777 7002

☎ +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com