

MEDIKRO

3000

&

1000

Siringhe di calibrazione del volume ad alta precisione

- ▶ Accuratezza e precisione elevate
- ▶ Robusto design in alluminio
- ▶ Eccellente stabilità
- ▶ Disponibili con kit di adattatori universali



Codice prodotto: M9474 (3000 ml) • M9477 (1000 ml)

Le siringhe di calibrazione Medikro® sono importanti strumenti per la gestione di qualità del laboratorio. Sono semplici da utilizzare e soddisfano o superano le più recenti raccomandazioni ATS/ERS 2005 in materia di accuratezza e precisione.

Le siringhe Medikro 3000 e 1000, realizzate in lega di alluminio 6061-T6, sono robuste e durano nel tempo. L'esclusiva forma esagonale e l'imbottitura per l'intera lunghezza su ogni lato garantiscono un'eccellente stabilità. Le siringhe sono progettate per mantenere l'integrità nel difficile ambiente di prova della funzione polmonare.



Highlight Sulla Siringhe di Calibrazione



Accuratezza e precisione

Le siringhe Medikro soddisfano o superano le più recenti raccomandazioni ATS/ERS in termini di accuratezza e precisione.

Eccellente stabilità

L'esclusivo design esagonale presenta imbottiture integrate su tutti i lati. Ciò garantisce un processo di calibrazione stabile e previene il rotolamento della siringa.



Lega di alluminio 6061-T6

Le siringhe di calibrazione Medikro sono realizzate nella versatile lega di alluminio 6061-T6. Ciò garantisce robustezza e lunga durata del prodotto.



Kit adattatori universali

È disponibile un kit di adattatori universali per le aperture di uscita in quattro diverse misure. Esso consente di utilizzare le siringhe di calibrazione Medikro con qualsiasi tipo di spirometro.



Facile da usare

Le siringhe di calibrazione Medikro sono facili da usare e mantengono la propria integrità nel difficile ambiente di prova della funzione polmonare.

Spirometria conforme a ATS/ERS

L'uso della siringa di calibrazione consente di calibrare e controllare il sistema di spirometria. Ciò assicura la precisione e il corretto funzionamento del sistema.



Prodotti di Consumo e Accessori



MEDIKRO® Adattatori per aperture di uscita siringhe di calibrazione

Codice prodotto: M91175-25.27.29.31

Rappresentante Medikro locale:



🏠 Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia

✉ P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia

☎ +358 44 777 7002

☎ +358 17 283 3300

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com