

MEDIKRO

3000

&

1000

Volymkalibreringsprutor med hög precision

- ▶ Hög noggrannhet och precision
- ▶ Robust aluminiumkonstruktion
- ▶ Utmärkt stabilitet
- ▶ Kan erhållas med universaladaptersats



Produktkod: M9474 (3000ml) • M9477 (1000ml)

Medikro® kalibreringsprutor är viktiga verktyg för kvalitetssäkringsarbetet. De är lättanvända och uppfyller noggrannhets- och precisionsrekommendationerna i senaste ATS/ERS 2005.

Medikro 3000 och 1000 är tillverkade av aluminiumlegeringen 6061-T6 för att garantera robusthet och lång livslängd för produkten. Deras unika sexkantiga form, med polstring hela längden på alla sidor, ger utmärkt stabilitet. Medikro kalibreringsprutor är lätthanterliga och väl konstruerade för sitt ändamål.



Medikro 3000 & 1000 Highlights




Noggrannhet och precision

Medikro kalibreringssprutor uppfyller rekommendationerna för noggrannhet och precision enligt senaste ATS/ERS.

Utmärkt stabilitet

Den unika sexkantiga formen har inbyggd polstring på alla sidor. Det garanterar en stabil kalibreringsprocess och hindrar sprutan från att rulla.



Aluminiumlegering 6061-T6

Medikro kalibreringssprutor är tillverkade av den mångsidiga aluminiumlegeringen 6061-T6. Det garanterar robusthet och säkrar lång livslängd för produkten.



Universaladaptersats

Det finns en universaladaptersats med adaptrar för utgångsport i fyra olika storlekar. Det gör att du kan använda Medikro kalibreringssprutor med valfri spirometer.



Lätt att använda

Medikro kalibreringssprutor är lättanvända och konstruerade för att hålla i den påfrestande miljö som lungfunktionstestning utgör.

Spirometri enligt ATS/ERS

Användning av kalibreringssprutor gör att spirometrisystemet kan kalibreras och verifieras. Det garanterar att ditt system är noggrant och fungerar på rätt sätt.

ATS/ERS
2005

Förbrukningsartiklar och Tillbehör



MEDIKRO® Adaptrar för utgångsport till
Kalibreringsspruta

Produktkod: M91175-25.27.29.31

Er Medikro-representant:



🏠 Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

✉️ Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

☎️ +358 44 777 7002

@ sales@medikro.com

🌐 www.medikro.com